

**Guldmann™**

**Guldmanni ABC tõstelingud**

Tootenumbrid:  
XXXXX-XXX

<b>ACTIVE</b> <b>Micro Plus</b> <b>Polüester</b> <b>Suurus: XS-XXL</b>	<b>ACTIVE</b> <b>Trainer</b> <b>Polüester</b> <b>Suurus: lapsed-XL</b>	<b>BASIC</b> <b>Basic</b> <b>Polüester/võrk</b> <b>Suurus: lapsed-XXL</b>	<b>BASIC</b> <b>High</b> <b>Polüester/võrk</b> <b>Suurus: lapsed-XXXL</b>
<b>BASIC</b> <b>Low</b> <b>Polüester/võrk</b> <b>Suurus: XS-XXL</b>	<b>CUSTOM</b> <b>Amputee</b> <b>Polüester</b> <b>Suurus: S-L</b>	<b>CUSTOM</b> <b>Sit-On</b> <b>Võrk</b> <b>Suurus: standard/lai</b>	<b>CUSTOM</b> <b>Sit-On High</b> <b>Võrk</b> <b>Suurus: standard/lai</b>
<b>KEERAJA</b> <b>Polüester</b>	<b>JÄSEMELING</b> <b>Polüester</b>	<b>ASENDIVAHETUSLING</b> <b>Polüester</b>	

## SISUKORD


ACTIVE MICRO PLUS.....	4
ACTIVE TRAINER .....	6
BASIC BASIC.....	8
BASIC HIGH .....	10
BASIC LOW .....	12
CUSTOM AMPUTEE .....	14
CUSTOM SIT-ON .....	16
CUSTOM SIT-ON HIGH .....	18
KEERAJA.....	20
JÄSEMELING – VOODIL.....	22
JÄSEMELING – RATASTOOLIL .....	25
ASENDIVAHETUSLING .....	26
Asendivahetusling – erinevate tõsteriputite kasutamine patsientide asendi muutmiseks.....	27
PESEMISSOOVITUS.....	28
LINGU ÜLEVAATUSE KONTROLLNIMEKIRI.....	28
OHUTUD TÖÖVÕTTED LINGUDE KASUTAMISEL.....	29
Pildilisi näiteid sünteetiliste lingude kahjustustest * .....	31
AMEERIKA ÜHENDRIIGID JA VÄLJASPOOL ELI ASUVAD RIIGID.....	32

# ACTIVE MICRO PLUS

Asetage ling kasutaja õlgadele ja/või ratastooli seljatoele.


Jälgige, et ling paikneks keskel ja keskmine riba kulgeks piki kasutaja selgroogu.

Kasutage õige laiusega riputit.




Paluge kasutajal ettepoole kummarduda.

Asetage lingu ülaserv abaluu alla.




Pange ülemised rihmad kaenlaaluste alt läbi. Samas jälgige, et linge ja kaenlaaluste vahele jääks vähemalt kahe sõrmelaiuse suurune vahe.



Pingutage tugirihm.


Korralikult ümber keha kinnitatud tugirihm toetab ülakeha ja ei lase kasutajal lingust välja libiseda.



Asetage jalatugi reite alla võimalikult kõrgele.

Püüdke tõsta oma jalgade, mitte käte või selja abil.

Ristake jalarihmad enne nende kinnitamist riputi külge.




Kontrollige, et ülemiste tõsterihmade pikkus vastaks jalatoe pikkusele.

Tõstke, kuni kõik rihmad on pingul, kontrollide rihmade kinnituskohti.

Kui kasutaja lihastoonus on madal, tuleb ta jalgu/põlvi koos hoida.


*Lingu Active Micro Plus võib kinnitada voodil istuvas asendis oleva kasutaja ümber.*



# ACTIVE TRAINER


Asetage ling eestpoolt peale ning paluge kasutajal torgata käed läbi tõsterihmade.

Seejärel ristake tugirihmad kasutaja selja taga.



Jalarihmade kasutamise korral pange need reite alt läbi ja kinnitage linge külge.

Jälgige, et nad ei hakkaks jalgevahet pitsitama. Kasutage õige laiusega riputit.



Teise võimalusena võib panna linge tõsteriputile rippuma.


Sel juhul kinnitatakse see eestpoolt.



Kui kasutate riputit (latti) koos linguga Active Trainer, paigutage riputi (latt) rihmade kinnitamise ajaks ja enne kasutaja püstitõstmist kasutaja kukla kohale.

Kontrollige, et tugirihmad oleks õigesti pingutatud. Tagaküljele, kus tagumised rihmad treeninglingu kahe poole vahel ristuvad, ei tohiks jääda suuremat vahet kui 15 cm.


Kontrollige, et valitud tõsteriputi suurus vastaks kasutaja raskusele.




Paluge kasutajal ennast veidi ette kallutada ja tõstke teda natuke, kuni rihm pingule tõmbub.

Kontrollige veel kord tugirihmade pinget.

Seejärel alustage tegelikku tõstmist.



Kasutajat **ei tohi** pörandalt õhku tõsta.



# BASIC BASIC

Asetage ling kasutaja õlgadele ja/või ratastooli seljatoele.

Jälgige, et ling paikneks keskel ja keskmine riba kulgeks piki kasutaja selgroogu.

Kasutage õige laiusega riputit.




Paluge kasutajal ettepoole kummarduda.

Asetage käsi lingutaskusse ning juhtige käsi ja ling alla kuni toolipadjani.



Hoidke kätt seljatoe juures kasutaja puusa ja lingu sisekülje vahel ning vajutage ling alla.

Samal ajal tõmmake jalatuge teise käega ette põlvede poole.






Juhtige jalatugi reite alt läbi.

Püüdke tõsta oma jalgade, mitte käte või selja abil.

Kui kasutaja jalad on rasked, paluge nende tõstmiseks kolleegi abi.

Ristake jalarihmad enne nende kinnitamist riputi külge.



Kontrollige, et ülemiste tõsterihmade pikkus vastaks jalatugede tõsterihma pikkusele.

Tõstke, kuni kõik rihmad on pingul ja kontrollige kõiki kinnituskohti.

Kasutaja ühtlaseks tõstmiseks, jälgige, et sama värvi aasad rihmadel jääksid kohakuti, nt hall halliga ja roheline rohelisega. Kasutaja asendi muutmiseks või tema mugavuse parandamiseks võib koos kasutada ka erinevat värvi aasasid – abi saamiseks konsulteerige kohaliku Guldmanni esindusega.



Ärge tõstke kasutajat kõrgemale kui vajalik.

Kasutajat ratastooli pannes kallutage tooli veidi taha ning lükake see vastu kasutaja põlvi, et kasutaja istuks võimalikult sügavalt tooli.

Kasutage kindlasti sobivat riputit.



*Lingu Basic Basic võib kinnitada ka voodil lamavas või istuvas asendis oleva kasutaja ümber.*

# BASIC HIGH

Asetage ling kasutaja õlgadele ja/või ratastooli seljatoele.

Jälgige, et ling paikneks keskel ja keskmine riba kulgeks piki kasutaja selgroogu.

Kasutage õige laiusega riputit.




Paluge kasutajal ettepoole kummarduda.

Asetage käsi lingutaskusse ning juhtige käsi ja ling alla kuni toolipadjani.



Hoidke kätt seljatoe juures kasutaja puusa ja lingu sisekülje vahel ning vajutage ling alla.

Samal ajal tõmmake jalatuge teise käega ette põlvede poole.




Juhtige jalatugi reite alt läbi.

Püüdke tõsta oma jalgade, mitte käte või selja abil.

Kui kasutaja jalad on rasked, paluge nende tõstmiseks kolleegi abi.


Ristake jalarihmad enne nende kinnitamist riputi külge.



Kontrollige, et ülemiste tõsterihmade pikkus vastaks jalatoe tõsterihma pikkusele.

Tõstke, kuni kõik rihmad on pingul ja kontrollige kõiki kinnituskohti.

Kasutaja ühtlaseks tõstmiseks, jälgige, et sama värvi aasad rihmadel jääksid kohakuti, nt hall halliga ja roheline rohelisega. Kasutaja asendi muutmiseks või tema mugavuse parandamiseks võib koos kasutada ka erinevat värvi aasasid – abi saamiseks konsulteerige kohaliku Guldmanni esindusega.



Ärge tõstke kasutajat kõrgemale kui vajalik.

Kasutajat ratastooli pannes kallutage tooli veidi taha ning lükake see vastu kasutaja põlvi, et kasutaja istuks võimalikult sügavalt tooli.

Kasutage kindlasti sobivat riputit.

*Lingu Basic High* võib kinnitada ka voodil lamavas või istuvas asendis oleva kasutaja ümber.




# BASIC LOW

Asetage ling kasutaja õlgadele ja/või ratastooli seljatoele.


Jälgige, et ling paikneks keskel ja keskmine riba kulgeks piki kasutaja selgroogu.

Kui kasutate õige laiusega riputit, võite nt käed välja jätta.




Paluge kasutajal ettepoole kummarduda.

Asetage käsi lingutaskusse ning juhtige käsi ja ling alla kuni toolipadjani.



Hoidke kätt seljatoe juures kasutaja puusa ja lünga sisekülje vahel ning vajutage ling alla.

Samal ajal tõmmake jalatuge teise käega ette põlvede poole.




Juhtige jalatugi reite alt läbi.

Ristake jalarihmad enne nende kinnitamist riputi külge.

Püüdke tõsta oma jalgade, mitte käte või selja abil. Kui kasutaja jalad on rasked, paluge nende tõstmiseks kolleegi abi.

Kui on vaja toetada kasutaja kaela, on lisatarvikuna saadaval tugipadi.



Kontrollige, et ülemiste tõsterihmade pikkus vastaks jalatugede tõsterihma pikkusele. Tõstke, kuni kõik rihmad on pingul ja kontrollige kõiki kinnituskohti.

Kasutaja ühtlaseks tõstmiseks, jälgige, et sama värvi aasad rihmadel jääksid kohakuti, nt hall halliga ja roheline rohelisega. Kasutaja asendi muutmiseks või tema mugavuse parandamiseks võib koos kasutada ka erinevat värvi aasasid – abi saamiseks konsulteerige kohaliku Guldmanni esindusega.



Ärge tõstke kasutajat kõrgemale kui vajalik. Kasutaja liikumisvõimest sõltub, kas tema käed peaksid jääma lingu sisse või sellest välja. Halvatud kasutajate halvatud käsi peaks olema lingu sees, kus seda toetatakse. Kasutajat ratastooli pannes kallutage tooli veidi taha ning lükake see vastu kasutaja põlvi, et kasutaja istuks võimalikult sügavalt tooli. Kasutage kindlasti sobivat riputit.

*Lingu Basic Low võib kinnitada ka voodil lamavas või istuvas asendis oleva kasutaja ümber.*



# CUSTOM AMPUTEES

Asetage ling kasutaja õlgadele ja/või ratastooli seljatoele.

Kas kasutatakse stabiilsuse tagamiseks sobiva laiusega riputit?




Paluge kasutajal ettepoole kummarduda.

Asetage käsi linge taskusse ning juhtige käsi ja ling alla kuni toolipadjani.



Hoidke kätt seljatoe juures kasutaja puusa ja linge sisekülje vahel ning vajutage ling alla.

Samal ajal tõmmake jalatuge teise käega ette põlvede poole.



Jalatugede kohaleasetamist alustage alati sellelt küljelt, kus on lühem kõnt.

Paluge kasutajal ennast vastasküljele kallutada.

Asetage jalatugi kõndi alla, hoides kätt lapiti.

Seejärel paluge kasutajal ennast teisele küljele kallutada ja tõmmake jalatuge ettepoole.

Korrake sama toimingut teise jalatoega, mis peaks jääma esimese ehk pealmise jalatoe alla.




Kui mõlemad jalatoed on kasutaja all paigas, pange ülemine läbi sisemise rihmajuhiku ja alumine läbi välimise rihmajuhiku.

See tähendab, et esimesena kohale asetatud jalatoe rihm läheb alati läbi sisemise rihmajuhiku.

Ärge tõstke kasutajat kõrgemale kui vajalik.

Tõstke, kuni kõik rihmad on pingul ja kontrollige kõiki kinnituskohhti.

Kui kasutaja on üles tõstetud, kaldub ta keha tahapoole, et tagada ohutus ning ühtlane kehakaalu jaotumine.




# CUSTOM SIT-ON

Sit-On-tüüpi lingud tuleb alati peale panna lamavas asendis.

Painutage või ristake üks jalg (ülemine) selle külje suunas, kuhu tahate kasutajat veeretada.

Tõstke käsi samas suunas üle kasutaja rinna.


Paluge kasutajal pöörata oma pea samas suunas.



Keskmine riba peaks ulatuma ligikaudu kasutaja selgroo lõpu ja vaagna alguspunktini.


Lingu alumine serv peaks jääma kahe sõrmelaiuse võrra põlveõnnaldest kõrgemale.

Keerake kasutaja selili ning tõmmake ling teiselt küljelt välja.



Kinnitage tõsterihm riputi külge. Reguleerige voodi istumisasendisse. Sit-On-tüüpi linguga tõstmine peab alati toimuma istuvast asendist.

Kasutage kindlasti sobivat riputit.






Tõstke, kuni kõik rihmad on pingul, aga kasutaja on endiselt voodil. Kontrollige kõiki kinnituskohti.

Kinnitage takjaribad, mis ühendavad mõlemal küljel ülemist ja alumist rihma ning hoiavad neid koos.

Kontrollige, et selja- ja jalaosa koos hoidvad takjaribad ei oleks riputi külge kinni jäänud.

***NB! Takjaribadest tõstmine on keelatud!***




Võimaluse korral tuleks enne kasutaja tõstmist esmalt lasta voodit allapoole.

Kasutajale tundub see turvalisem ning teil pole vaja tõsta teda kõrgemale kui tingimata vajalik.

Kasutaja voodisse asetamisel tehke need sammud läbi vastupidises järjekorras.

Kasutajat ratastooli pannes kallutage tooli veidi taha ning lükake see vastu kasutaja põlvi, et kasutaja istuks võimalikult sügavalt tooli.




# CUSTOM SIT-ON HIGH

Sit-On-tüüpi lingud tuleb alati peale panna lamavas asendis.

Painutage või ristake üks jalg (ülemine) selle külje suunas, kuhu tahate kasutajat veeretada.

Tõstke käsi samas suunas üle kasutaja rinna.

Paluge kasutajal pöörata oma pea samas suunas.




Keskmine riba peaks ulatuma ligikaudu kasutaja selgroo lõpu ja vaagna alguspunktini.

Lingu alumine serv peaks jääma kahe sõrmelaiuse võrra põlveõnnaldest kõrgemale.

Lingu ülemine serv toetab kasutaja pead.


Keerake kasutaja selili ning tõmmake ling teiselt küljelt välja.



Kinnitage tõsterihm riputi külge.


Reguleerige voodi istumisasendisse. Sit-On-High-tüüpi linguga tõstmine peab alati toimuma istuvast asendist.

Kasutage kindlasti sobivat riputit.



Kinnitage takjaribad, mis ühendavad mõlemal küljel ülemist ja alumist rihma ning hoiavad neid koos.

Tõstke, kuni kõik rihmad on pingul ja kontrollige kõiki kinnituskohti.




Kontrollige, et selja- ja jalaosa koos hoidvad takjaribad ei oleks riputi külge kinni jäänud.


**NB! Takjaribadest tõstmine on keelatud!**

Võimaluse korral tuleks enne kasutaja tõstmist esmalt lasta voodit allapoole. Kasutajale tundub see turvalisem ning teil pole vaja tõsta teda kõrgemale kui tingimata vajalik.

Kasutaja voodisse asetamisel tehke need sammud läbi vastupidises järjekorras.




Kasutajat ratastooli pannes kallutage tooli veidi taha ning lükake see vastu kasutaja põlvi, et kasutaja istuks võimalikult sügavalt tooli.



# KEERAJA

Keeraja on kolmnurkne keeramising, millel ühel küljel on kaks tõsterihma ja teisel küljel üks voodi külge kinnitav kinnitusrihm.




Kasutaja on voodi keskel selili.

Hooldaja asetab käe voodi külge kinnitatavale kinnitusrihmale ning juhib selle kasutaja selja alt läbi, vajutades samal ajal lingu peopesaga vastu matratsit, surudes matratsit eest ära, nii et hooldaja käsi koos linguga mahuks kasutaja alt läbi.



Kinnitusrihm tõmmatakse teiselt küljelt võimalikult pikalt välja, et seda saaks voodiraami külge kinnitada.



Kasutaja asetatakse nüüd ühepoolse keeramise valmisolekuasendisse.

Kasutaja käed pannakse talle rinnale ja jalad ristatakse.



Lingu tõsterihm kinnitatakse nüüd riputi ja lae- või põrandavintsi külge.



Vints käivitatakse ning hooldaja toetab kasutajat õlgadest ja puusadest. See suurendab kasutaja mugavust keeramise ajal.

Ärge tõstke riputit kõrgemale kui vajalik.


Hea mõte on toetada kasutaja pead padjaga.

Nüüd on kasutaja keeratud teisele küljele.




# JÄSEMELING – VOODIL


Vajaduse korral võib enne kasutamist kohale asetada jäigastusriba.




Jäsemeling asetatakse jala alumise osa alla hooldustoiminguks kõige sobivamasse kohta. Samas ei tohiks seda asetada liialt hüppeliigese lähedale.




Jäsemeling tõmmatakse jala alt läbi, hoides kätt linguriide ja kasutaja naha vahel, nii et jalg jääb selle keskele ning lüüsi väljaulatuvad osad jala mõlemal küljel on võrdse pikkusega.



Nüüd kinnitatakse jäsemeling tõsteriputi külge.




Kui jäsemelingu kasutatakse ülekaaluliste patsientide hügieeniprotseduurideks, võib seda kasutada ka abivahendina reite lahtumiseks.




Samuti võib jäsemelingu kasutada abivahendina tõstelingu paigaldamisel, kui kasutajal on rasked või väga rasked reied või väga kahjustunud nahk.



Sel juhul tõstetakse jala alumine osa jäsemelinguga üles ning tõsteling asetatakse reie alla.



Seejärel lastakse jäsemeling alla ja eemaldatakse. Sama toimingut korratakse teise jalaga.





# JÄSEMELING – RATASTOOLIL

Jäsemeling viiakse põlveõndla juures reie alt läbi.



Jäsemeling tõmmatakse reie alt läbi, vältides kasutaja naha kriimustamist, kuni reis jääb täpselt lüngu keskkoha.



Seejärel kinnitatakse tõsteling tõsteriputi külge ning nüüd on võimalik reit toolilt veidi üles tõsta. Nüüd on võimalik lüngu jäsemehim asetada kasutaja reie alla või sealt välja tõmmata, ilma et see peaks üle naha libisema.




# ASENDIVAHETUSLING


Asendivahetusling asetatakse matrasi keskel lamava patsiendi alla, nii et lingi ülemine ots on ühel joonel patsiendi peaga. Riie võib ulatuda ka peast kõrgemale.




Patsient veeretatakse külili ning üldjuhul kasutatakse selleks rihmasid nr 2 ja 3 (patsiendi pea poolt loendades).



Kui patsient on külili “veeretatud”, asetatakse tema keha alla toetuseks vajalikud padjad.



Seejärel võetakse rihmad tõsteriputi küljest lahti.




## Asendivahetusling – erinevate tõsteriputite kasutamine patsientide asendi muutmiseks

Kaks patsiendi peale kõige lähemal asuvat rihma kinnitatakse tõsteriputi kahe tõstekonksu külge, mis asuvad patsiendi peale kõige lähemal.




Kaks patsiendi jalgadele kõige lähemal asuvat rihma kinnitatakse tõsteriputi kahe tõstekonksu külge, mis asuvad patsiendi jalgadele kõige lähemal.

Kui standardne tõsteriputi asub patsiendi kohal risti. Kolm (kuus) patsiendi peale kõige lähemal asuvat rihma kinnitatakse tõsteriputi kahe tõstekonksu külge, mis asuvad patsiendi peale kõige lähemal. Pearihmad kinnitatakse alati viimasena. Kaks alumist rihma kinnitatakse kahe patsiendi peast kõige kaugemal asetseva konksu külge.



Kui standardne tõsteriputi asub patsiendi kehaga paralleelselt. Rihmad paigutatakse samuti, nagu näidatud käesoleva lehe esimesel joonisel, kus on kujutatud ristriputi kasutamist.



# PESEMISSOOVITUS



## LINGU ÜLEVAATUSE KONTROLLNIMEKIRI

Enne Guldmanni lingu/lisatarviku kasutamist tuleb kontrollida järgmist \*:

### **Kas ling on puhas?**

Järgige asutusesisest infektsioonikontrolli ja pesemise korda.

### **Kas lingu silt on alles, loetav ja terve?**

Kui silt on puudu, loetamatu või osaliselt kadunud, võib see raskendada lingu mõõtude ja suurima kandevõime kindlaksmääramist.

### **Kas tõsterihmad ja õmblused on terved?**

Kontrollida katkiste või kulunud õmbluste esinemist  
Kontrollida sõlmede esinemist rihmades  
Kontrollida rebenenud või narmendavate kohtade esinemist rihmades  
Kontrollida rebendite, torkeaukude ja katkiste kohtade esinemist  
Kontrollida võõrosakeste esinemist rihmakangas

### **Kas riie on terve?**

Kontrollida ebahariliku või liigse kulumise esinemist, hõõrdumisjälgi  
Kontrollida sisselõigete ja narmendavate kohtade esinemist riides  
Kontrollida ebatavaliste või ulatuslike värvimuutuste esinemist  
Kontrollida rebendite, torkeaukude, kärisenud ja katkiste kohtade esinemist  
Kontrollida narmendavate või nõrgenenud õmbluste esinemist  
Kontrollida happe-, söövitus- ja põletusjälgede esinemist  
Kontrollida materjali muutumist, nt jäigastumine  
Kontrollida võõrosakeste esinemist

**Kas lingud on algse mõõdu ja pikkusega, ilma et neis oleks kasutatud sõlmi, nõelu, kleplinti või muid vahendeid nende kuju muutmiseks, nende lühendamiseks või pikendamiseks?**

\* Siin ei ole toodud kõiki võimalikke kontrollitavaid punkte. Võimalikud kahjustused võivad olla erinevad. Hindamisel on määravaks kohapealse kontrolliva isiku otsus.

# OHUTUD TÖÖVÕTTED LINGUDE KASUTAMISEL

Kaalutlused, mille alusel tunnistada ling kahjustunuks või vigaseks ja kasutusest kõrvaldada \*:

Kaaluge lingu kasutusest kõrvaldamist, kui sellel esineb mõni järgmistest tunnustest:

1. kemikaali- või söövituspõlmed
2. lingu mis tahes osa sulamine või söestumine
3. rebendid, torkeaugud, kärisenud või katkised kohad
4. katkised või kulunud õmblused
5. puuduv, loetamatu või osaliselt kadunud silt
6. lingu mis tahes osas esinevad sõlmed
7. hõõrdumine
8. muud nähtavad kahjustused, mis tekitavad kahtlusi lingu tugevuses

Lingude kontrolli eesmärk on patsiendi ja hooldaja kaitse ning haigla üldise ohutuse tagamine. Lisaks on kehtestatud lingude kontrolli süsteemil veel üks täiendav eelis. Lingude süstemaatiline kontroll aitab kindlaks teha korduma kippuvaid kahjustusi, mille põhjal on võimalik teha ettepanekuid säästlikumate lahenduste kasutusele võtmiseks. Samuti aitab kontrolliprotsess kindlaks teha topeltinventari esinemist teatud lingutüüpide ja -suuruste lõikes.

## Lingude kontrolli süsteem

Teie kõige paremaks ohutusabinõuks on spetsiaalse korra väljatöötamine lingude kontrollimiseks. Kaaluda võib kolmeosalise kontrollisüsteemi kehtestamist. Kasutuselt kõrvaldatud ja remondiks kõlbmatud lingud tuleb selliselt minema visata, et neid poleks võimalik enam edaspidi kasutada ja nad ei satuks tagasi aktiivselt kasutatava inventari hulka.

### 1) Algne kontroll

See kontroll teostatakse siis, kui ling esmakordselt asutusse saabub. Kontrollija peab veenduma, et transpordi käigus pole tekkinud mingeid kahjustusi, ning samuti kindlaks tegema, kas lingu kandevõime vastab tootja kataloogis märgitule. Kui teie asutuses dokumenteeritakse kontrolliprotsessi kirjalikult, siis peab sellel etapil algama dokumentaalne kontrolljälg.

### 2) Pidev kontroll

Pidevat kontrolli peab teostama lingu kasutav hooldaja enne igat kasutuskorda. Ling tuleb üle vaadata ning kahjustuste ilmnemisel tuleb see kasutusest kõrvaldada. Hooldaja peab samuti kindlaks tegema, kas valitud ling vastab patsiendi kehalisele seisundile, sobib kavandatavaks hooldustoiminguks ning on piisava kandevõimega.

### 3) Regulaarne kontroll

Teie asutus võib kaaluda kindlate ajavahemike järel toimuva regulaarse kontrolli juurutamist. Valitud ajavahemik peaks põhinema kasutussagedusel, kasutuskooormusel ning kontrollide käigus kogutud teabel. Regulaarset kontrolli teostavad töötajad võivad anda soovitusi kahjustuste vältimiseks ja lingude tööea pikendamiseks. Kirjaliku kontrollidokumentatsiooni korral peaks dokumentides alati sisalduma kontrollitud lingu tunnuscode ning viimase kontrolli käigus kindlaks tehtud seisund. *Siin ei ole esitatud kõiki võimalikke kontrollietappe ega kõiki võimalikke tootehaldusprogrammi aspekte. Hindamisel on määravaks kohapealse kontrolliva isiku otsus.*






### **Lingude kontrolli meetod \***

Lingude kontroll peaks olema põhjalik, süstemaatiline ja järjekindel; soovitav on kasutada nii välist vaatlust kui ka otsest käsitsi kontrolli. Teatud kahjustusi on märksa lihtsam kindlaks teha käsitsi kontrolli kui välise vaatluse teel. Näiteks katsumise abil on võimalik kindlaks teha riide jäigastumist, paelte muljumist ja riide õhenemist. Ainult välisel vaatlusel ei pruugi kõik sellised lingude kahjustused ilmneda. Kui kahjustuse tunnused on kindlaks tehtud, ei tohi lingule määrata väiksemat töökoormust, et seda saaks väiksema koormuse või sagedusega edasi kasutada. Mõnikord toimitakse nii, et kahjustatud lingude tööaega pikendada. Põhireegel ja standard peab olema järgmine: terve = kasutada; kahjustatud = mitte kasutada.

Kaaluge võimalust lingude kontrolli kirjalikult dokumenteerida. Need dokumendid peaks sisaldama järgmist teavet: tootja nimi, lingude laonumber, laius ja pikkus, lingude kordumatu tunnuscode (vajalik sama tüüpi lingude eristamiseks) ning lingude seisund. Lisaks võib olulise teabena ära tuua lingude asutusse saabumise või kasutuselevõtmise kuupäeva ning selle võimalikud eriomadused. Taoline kontrolliprogramm võimaldab avastada, millised kahjustuste liigid kipuvad korduma, ning vastav analüüs võimaldab siis anda täpseid soovitusi, kuidas selliseid kahjustusi vältida.

*\* Siin ei ole toodud kõiki võimalikke kontrollitavaid punkte. Võimalikud kahjustused võivad olla erinevad. Hindamisel on määravaks kohapealse kontrolliva isiku otsus.*

# Pildilisi näiteid sünteetiliste lingude kahjustustest \*

		Kemikaali/söövitusjäljed
		Katkine õmblus
		Muljutud / narmendav pael
		Sõlmed
		Sulamine /söestumine

\* Toodud pildilised näited ei esinda kõiki võimalikke kahjustusi.

# AMEERIKA ÜHENDRIIGID JA VÄLJASPOOL ELI ASUVAD RIIGID

## A. KASUTUSJUHEND

Enne toote kasutamist lugege läbi kogu kasutusjuhend ja kõik garantiiklauslid.

## B. GARANTIIKLAUSLID

Guldmanni tõsteseadmed on mõeldud füüsilise puudega ilma iseseisva liikumisvõimeta või haiguse, anesteesia või muu asjaolu tõttu ajutiselt liikumisvõimetute isikute tõstmiseks, ühest kohast teise viimiseks ja transportimiseks.

Antud tõsteseadme ülesanne on vabastada kasutajad, nende hooldajad ja põetajad vajadusest tõsta eakaid või puudega inimesi, vähendades sellise tõstmise ja kandmise käigus tekkida võivate seljavigastuste ohtu. Tootja garantii kaotab kehtivuse, kui toodet kasutatakse vastutustundetult või mõneks ülal kirjeldatust erinevaks otstarbeks.

Tootel ei ole ühtegi garantiid peale nende, mida on kirjeldatud kaasasolevates kirjalikes juhistes.

Guldmann garanteerib, et tema tõsteseadmetel ei esine tavapärase kasutuse korral materjali- ega koostevigu. Guldmann garanteerib, et tõsteseade töötab olulises osas vastavalt nendele spetsifikatsioonidele, mis on toodud seadmega kaasas olevates dokumentides.

Ülal nimetatud otsesed garantiid kehtivad 365 päeva jooksul alates tõsteseadme esmakasutajale kättetoimetamise kuupäevast.

Kohalik edasimüüja vahetab ilma lisatasuta välja kõik tõsteseadmed, millel ilmnevad materjali- või koostevead.

Kohalik edasimüüja vahetab välja või remondib ilma lisatasuta kõik Guldmanni tõsteseadmed, mis ei tööta olulises osas vastavalt dokumentatsioonile toodud spetsifikatsioonidele.

Guldmann ei garanteeri, et tõsteseadmete funktsioonid vastavad teie vajadustele või et teenused toimivad katkematult ja tõrgeteta. Garantii ei kata ühtegi tõsteseadme osa, mille kahjustus on tekkinud kasutaja süül või väärkasutuse tagajärjel. Käesolev garantii ei kata ühtegi tõsteseadme osa, mida on kasutaja või kolmandate isikute poolt ümber ehitatud või muudetud. Guldmann ei vastuta probleemide eest, mille on põhjustanud süsteemi tööparameetrites pärast tõsteseadme kohaletoimetamist tehtud muudatused. Mis tahes kaudsete garantiide, k.a turustatavuse ja konkreetseks otstarbeks sobivuse garantiide kehtivus on piiratud otseste garantiide kehtivusajaga.

Guldmann ei vastuta ühelgi juhul erilise, juhusliku, tuleneva, kaudse või muu sarnase kahju eest, mis on tingitud käesolevate garantiitingimuste rikkumisest, isegi kui Guldmanni või tema esindajat on teavitatud sellise kahju võimalusest.

Selleks et saada luba vigase seadme tagastamiseks garantiiperioodil, tuleb pöörduda Guldmanni või kohaliku edasimüüja poole. Kui kohalik edasimüüja ei suuda probleemi telefoni teel lahendada, antakse teile vigase eseme garantii korras remonti või väljavahetamist võimaldav tagastamisloa number ja tagastamisadress. Teie kohuseks on tagada, et Guldmanni vea tõttu tagastatavale



esemele ei tekiks transpordi käigus kaotamineku või kahjustumise ohtu. Ärge tagastage esemeid või garantiiteenuseid Guldmannile.

Ülal antud garantiid asendavad kõiki otseseid ja kaudsed suuliselt, kirjalikult või vihjamisi antud garantiisid ning ülal nimetatud heastamisvõimalused on ainsad, mida kasutajal on võimalik saada. Käesoleva garantii või muude Guldmanni jaoks siduvate garantiide tingimusi võib muuta ainult Guldmanni poolt volitatud ametiisik. Seega ei kujuta täiendavad suulised või kirjalikud avaldused, nt reklaamid või esitlused, endast Guldmanni garantiisid ning neid ei tuleks sellisena tõlgendada. Käesolev garantii annab teile konkreetsed seaduslikud õigused ning teil võib olla teisi täiendavaid õigusi, mis võivad erinevates osariikides ja riikides erineda.

# Guldmann™

**V. Guldmann A/S**

Peakontor:  
Graham Bells Vej 21-23A  
DK-8200 Århus N  
Tel. +45 8741 3100  
Fax +45 8741 3131  
E-mail [info@guldmann.com](mailto:info@guldmann.com)  
[www.guldmann.com](http://www.guldmann.com)

**Guldmann Inc.**

5525 Johns Road  
Suite 905  
Tampa, FL 33634  
Tel. 800 664 8834  
Tel. 813 880 0619  
Fax 813 880 9558  
E-mail [info@guldmann.com](mailto:info@guldmann.com)  
[www.guldmann.net](http://www.guldmann.net)

Time to care