

Kasutusjuhend

Kahe plaadiga manuaalne voodilaud

Kahe plaadiga laual on kaasas kaks hõlpsasti reguleeritava kõrgusega plaati. Fikseeritud plaat võimaldab kasutajatel oma jooki toetada, kuid samas on võimalik kaldeplaati soovitud nurga alla seada. Lauaplaadi kõrgust saab nupust kergelt reguleerida.

I Omadused

1. Plaadi kõrgust saab nupust kergelt reguleerida 700 mm kuni 1100 mm.
2. Üks fikseeritud plaat 200x384x20 mm ja üks kaldeplaat 600x384x20 mm. Mõlemad plaadid on saepuruplaadist.
3. Neli kergelt liikuvat Ø 40 rullikut tagavad sujuva ja stabiilse liikuvuse.
4. Kalde funktsioon võimaldab kasutajal laua lugemiseks sobiva nurga alla pöörata.

II Paigaldus

1. Krivige kahele põhjalale neli Ø 40 rullikut.
2. Paigaldage kaks põhjalga välimise toruraami külge.
3. Paigaldage sisemine toru (kaldemehhanismiga) fikseeritud plaadi külge.
4. Asetage kaldemehhanismiga sisemine toru ja fikseeritud plaat välimisse toruraami. Seejärel kinnitage kõrguse reguleerimisnupp.
5. Libistage kaldeplaat sisemise toru kaldemehhanismi ja kinnitage kalde reguleerimisnupp.
6. Lauaplaatide kõrgusi saab nupust reguleerida 700 mm kuni 1100 mm. Kaldemehhanismi nuppu vabastades saab kaldeplaati soovitud nurga alla seada.

Hoiatus:

1. Ärge nõjatuge laua rippuva osa peale. Nõjatumise tagajärjel võib terve laud ümber kukkuda.
2. Ärge asetage suitsu lauale kuna laud võib põlema süttida.
3. Veenduge, et kõrguse reguleerimisnupp ja kaldemehhanismi nupp on kogu aeg kinnitatud.

III Hooldus

1. Veendumaks, et laud on kasutamiseks ohutu, kontrollige perioodiliselt, et kõik mutrid, poldid ja reguleerimisnupud oleksid korralikult ja tugevalt kinnitatud.
2. Tugevama mustuse eemaldamiseks puhastage kerge toimega seebi ja veega. Ärge kasutage puhastusvahendeid, mis võivad lauda rikkuda. Kuivatage voodilaud korralikult pehme lapiga.

1. Koguhaare

Asetage sõrmede keskosad nuppudele nii, et sõrmeotsad ulatuksid ümber ülemiste otste. Asetage ergonomiline käepideme haak pöidla ja nimetissõrme vahele jäävast avast väljapoole, suruge kõiki sõrmi kokku nagu paneks kätt rusikasse.

2. Haakeasend

Asetage sõrmeotsad eraldi nuppudele ja käepideme haak pöidla ja nimetissõrme vahele jäävast avast väljapoole. Suruge kõiki sõrmi kokku, hoides sõrmeotsi kergelt painutatult.

3. Võtmepigistus

Asetage ergonomilise käepideme haak kõverdatud nimetissõrme sissepoole. Vajutage põialt esimesele nupule, hoides pöidlaotsad kergelt painutatuna.

4. Päästiku vajutus

Hoidke seadet lõdvalt vertikaalselt, nii et nupud jäävad sõrmede poole ja ergonomilise käepideme haak pöidla ja nimetissõrme vahele jäävast avast väljapoole. Vajutage nimetissõrme keskosaga teist nuppu nagu vajutaksite päästikule.