

**LAMATISVASTASE MADRATSI BioFlote™ 5000
KASUTUSJUHEND**



TÄHELEPANU!

Enne madratsi kasutamise alustamist tutvuge hoolikalt alltoodud juhistega.

OTSTARVE

See toode on ette nähtud:

- III astme lamatiste tekke ravi ja ennetamist vajavatele isikutele, optimeerides samal ajal patsiendi mugavust;
- püsivalt kodus või haiglas pikaajalist hooldust ja lamatiste ravi saavatele isikutele;
- aluspinna survest keha pehmetele kudede põhjustatud valu vähendamist ja ravi vajavatele isikutele arsti või taastusraviarsti soovitusel.

Seda toodet võivad kasutada üldhooldusprotseduuride läbiviimiseks kvalifitseeritud isikud, kellel on asjaomane väljaõpe ja teadmised lamatiste ennetamise ja ravi kohta.

OHUTUSREEGLID

Elektriseadmete kasutamise ajal, eriti laste juuresolekul, tuleb järgida kõiki ettevaatusabinõusid, sealhulgas alljärgnevat suuniseid.

OHT!

Elektrilöögi ohu vähendamiseks:

1. ärge kasutage seadet kümblemise ajal;
2. lülitage seade alati kohe pärast kasutamise lõppu välja;
3. ärge asetage ega hoidke seadet kohas, kus see võib kukkuda vanni või kraanikaussi;
4. ärge asetage ega kastke seadet vette või muusse vedelikku;
5. ärge puudutage seadet, kui see on vette kukkunud. Sel juhul eemaldage seade viivitamatult pistikupesast.

HOIATUSED!

Elektrilöögi, tulekahju või vigastuse ohu vähendamiseks:

1. hinnake sellise olukorra esinemise tõenäosust, kus seade võib muutuda patsiendi jaoks lõksuks ja piirata patsiendi liikumisulatust või ta täielikult vangistada. Kui sellise olukorra tekkimise tõenäosus on suur, tuleb patsienti pidevalt jälgida;
2. ärge kasutage seljaaju vigastusega patsientidel;
3. jälgige kindlasti seadme tööd, kui seda kasutavad lapsed või kui seda kasutatakse nende läheduses. Mõned pisikomponendid on kergesti demonteeritavad, mis kujutab endast lastele lämbumis- või elektrilöögiohtu;
4. kasutage otstarbe kohaselt, nagu on kirjeldatud kasutusjuhendis. Ärge kasutage tootja poolt soovitamata otstarbeks. Ärge kasutage muud tüüpi madratseid peale nende, mida tootja on soovitanud;
5. ärge kasutage seadet, kui see ei tööta korralikult, juhe või pistik on vigane, maha kukkunud, kahjustatud või vette kukkunud. Sellisel juhul viige seade kontrollimiseks/remontimiseks volitatud teenindusse;
6. hoidke toitejuhe kuumadest pindadest eemal;
7. ärge blokeerige õhu sisselaskeava. Ärge asetage seadet pehmele pinnale (voodi, madrats, tekk), mis võib õhu sisselaskeava blokeerida. Hoidke pumba lähiümbrus puhas – eemal karvadest, löikejääkidest ja muudest pisiosakestest;
8. ärge tehke ise seadmes muudatusi/parandusi ilma tootja loata;
9. kui arvate, et kokkupuutel madratsiga võib esineda või on juba esinenud allergiasümptomeid, võtke kohe ühendust oma arstiga;
10. teatage igast seadmega seotud tõsisest vahejuhtumist tootjale ja selle liikmesriigi pädevale ametiasutusele, kus kasutaja või patsient elab.

1. SISSEJUHATUS

Kasutusjuhendit tuleb kasutada komplekti algseadistamise ajal või madratsi ja pumba õige kasutamise kohta käiva teabe meelde tuletamiseks.

ÜLDTEAVE

Vahelduvsurvega lamatisvastaste madratsite süsteemil on väga arenenud tehnoloogia, mis tagab seadme kõrgeima kvaliteedi ja kasutusmugavuse. See on ette nähtud lamatiste tekke ennetamiseks ja raviks.

Süsteemi on katsetatud ja see vastab järgmistele standarditele:

EN 60601-1-11:2010, EN60601-1:2006, EN 60601-1-2: 2007, CISPR 11:2009, IEC 61000-4-3:2010, IEC 61000-4-4:2004, IEC 61000-4-5:2005, IEC 61000-4-6:2008, IEC 61000-4-8:2009, IEC 61000-4-11:2004 IEC 61000-3-2:2009, IEC 61000-3-3:2008.

ELEKTROMAGNETILISE ÜHILDUVUSE (EMC) HOIATUS

Seda seadet on katsetatud ja leitud, et see vastab standardi EN 60601-1-2:2007 meditsiiniseadmete piirangutele. Need piirangud on loodud selleks, et tagada tavalistes meditsiiniseadmetes asjaomane kaitse kahjulike häirete eest. See seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiolaiendid ning kui seda ei paigaldata ega kasutata juhiste kohaselt, võib see põhjustada kahjulikke häireid teistele läheduses asuvatele seadmetele. Siiski ei ole mingit garantiid, et konkreetsetes paigaldistes häireid ei esine. Kui see seade põhjustab häireid teistele seadmetele, mida saab kindlaks teha seadme sisse- ja väljalülitamisega, võib kasutaja proovida häireid kõrvaldada ühel või mitmel alljärgneval viisil:

- muuta vastuvõtva seadme suunda või asendit;
- suurendada seadmetevahelisi kaugusi;
- ühendada seadmed voluringi pistikupessa, mis erineb sellest, kuhu on ühendatud teised seadmed;
- paluda abi tootjalt, tarnijalt või hooldustehnikult.


⚠ TÄHELEPANU!

Seade ei ole kohandatud kasutamiseks kergsüttivate vedelike ja gaaside läheduses. Madrats ei ole mõeldud kasutamiseks mitme segmendiga vooditel. Peatsi paindenurk ei tohi ületada 30°.

2. TOOTE EHTUS


PNEUMOPUMBA EHTUS

1. Kiirliitmiku pesa
2. Esipaneel
3. Transpordiliitmik
4. Toitejuhe
5. Õhufilter
6. Pumba konksud



ESIPANEEL


1. Õhurõhu regulaator – vastutab madratsi õhurõhu väärtuse eest. Keerates pöördnuppu suunas „MAX” suurendame rõhku, keerates aga pöördnuppu suunas „MIN”, vähendame madratsi rõhku. Seadistame rõhu lähtuvalt pöördnupu ümber olevale skaalale märgitud patsiendi kehakaalust.
2. Peatoitelüliti – lülitab seadme toite sisse ja välja.



3. Staatilise funktsiooni lüliti – võimaldab kogu madratsi täis pumbata, et patsiendil oleks lihtsam sellelt püsti tõusta ja hooldajatel oleks kergem sooritada stabiilset pinda nõudvaid toiminguid. Soovitav on madratsi esmakordsel täitmisel sisse lülitada staatiline funktsioon, et toiming oleks kiirem. Staatiline funktsioon täidab kogu madratsi umbes 6 minutiga pärast nupu vajutamist.
4. Visuaalne madala rõhu alarm – hoiatab hooldajaid madratsi võimaliku lekke eest, mis võib häirida selle nõuetekohast talitlust. Kui rõhk madratsis on liiga madal, süttib kollane märgutuli (*low pressure*). Kui madrats töötab nõuetekohaselt, põleb roheline märgutuli (*normal pressure*).

LAMATISTEVASTASE KOMPLEKT

1. CPR-klapp
2. Rõhu reguleerimisega pump
3. Kambritega madrats koos madratsikattega
4. Kiirliitmik
5. Transpordiliitmik
6. Õhuvoolikud




3. PAIGALDUS

LAHTIPAKKIMINE

Pump ja madrats on pakitud pappkarpi, et kaitsta sees olevat sisu. Pakkige pakend lahti ja kontrollige, et transportimisel poleks midagi viga saanud. Kahjustuste korral võtke kohe ühendust müüjaga. Kasutage madratsi voodi külge kinnitamiseks kinnitusrihmasid.

ÜLESSEADMINE

- 1) Asetage madrats voodile. Madrats on soovitatav paigutada nii, et madratsi sisselaskeotstega ots jääks jalgade poole. Veenduge, et madratsi mõlemal küljel olevad klapid oleksid voodimadratsi all.



⚠ TÄHELEPANU!

Madrats tuleb katta linaga, et vältida naha kokkupuudet madratsiga, parandamaks patsiendi mugavust, ning kaitsta madratsit kokkupuute eest niiskuse või ravimitega (kreemid, salvid).

- 2) Võtke konksud lahti ja riputage pump voodi servale või asetage see põrandale sobivasse kohta, et vältida pumba kahjustamist.
- 3) Ühendage õhuvoolikud pumba ja madratsiga. Iseloomulik „klõpsatus” tähendab voolikute õiget ühendamist.

⚠ TÄHELEPANU!

Kontrollige ja veenduge, et õhuvoolikud poleks keerdunud ega muljutud.

- 4) Ühendage pump toitejuhtmega pistikupessa.

⚠ TÄHELEPANU!

Enne pistiku pistikupessa ühendamist veenduge, et toiteallikas vastab seadme nõuetele. Seadme saab lahti ühendada ka toitepistiku abil. Pistikupesa peaks asuma kohas, mis võimaldab seadme kiiresti vooluvõrgust lahti ühendada.

5) Lülitage pumba toide sisse (lülitati asendis „ON”). Madratsi täispuhumise ajal põleb madalrõhuindikaator (kollane märgutuli).

6) Enne patsiendi madratsile asetamist oodake umbes 30 minutit, kuni üks sektsioonidest on täielikult täis pumbatud. Seadke regulaatorinupp maksimumile ja pärast madratsi täispumpamist seadke patsiendile sobiv rõhk. Madrats on valmis kasutamiseks, kui süttib tavarõhu indikaator (roheline märgutuli).

TÄHELEPANU!


Pumpa tohib kasutada ainult ja eranditult koos tootja soovitatud madratsiga. Ärge kasutage pumba muuks otstarbeks. Pidage meeles, et pump peab töötama kogu madratsi kasutamise aja. Ärge pumbake madratsit, kui patsient sellel lamab.

Mõned märkused paigaldamise kohta: pärast voodile asetamist veenduge, et toitejuhe on paigutatud nii, et see ei takistaks läbipääsu ega põhjustaks kellegi komistamist või kukkumist. Seade tuleb paigutada nii, et arstil või kasutajal oleks seadmele kerge juurdepääs ja ta saaks selle igal ajal lahti ühendada.

4. SAADAOLEVAD FUNKTSIOONID

◆ CPR-klapp

Kui teil on mingil põhjusel vaja madratsit kiiresti tühendada, tõmmake CPR-klapi käepidemest. CPR-klapp asub madratsi peapoolses otsas.



◆ Rõhu reguleerimine

Rõhuregulaatori abil saab kasutaja määrata madratsi sobiva pehmuse ja patsiendi kehakaalule optimaalse rõhu. Madratsi kõvadusastme määramisel tuleb konsulteerida oma raviarstiga.

◆ Transport

Täispuhutud madratsi teisaldamise võimaldamiseks võib kasutada kiirliitmiku korki, mis blokeerib transpordi ajaks õhu väljavoolu madratsist.



◆ Visuaalne madala rõhu alarm

Hoiatab hooldajaid madratsi võimaliku lekke eest, mis võib häirida selle nõuetekohast talitlust. Alarm toimib automaatselt.

◆ Kambrite mikrotuulutus

Parandab õhuringlust, vähendades naha higistamist, toimib automaatselt.

5. PUHASTAMINE

PUMP

Puhastage pumba niiske lapi ja leebetoimelise pesuvahendiga ning hoidke seda tolmust eemal. Ärge kasutage pesuaineid, mis põhjustavad pumba plastkorpuse pinnal keemilise reaktsiooni. Kõik osad tuleb enne taaskasutamist korralikult kuivatada.

TÄHELEPANU!

Enne puhastamist veenduge, et pump on vooluvõrgust lahti ühendatud. Ärge kastke pumba vedelikesse ega tehke seda märjaks.

MADRATS

Puhastage madratsit, pühkides seda soojas vees ja leebetoimelises pesuvahendis niisutatud lapi või käsnaga. Kõik osad tuleb enne taaskasutamist korralikult kuivatada.

TÄHELEPANU!

Ärge kasutage madratsi puhastamiseks lahusti- või alkoholipõhiseid pesuaineid. See võib kahjustada madratsi pinda pragude või materjali kõvenemise näol. Pärast puhastamist kuivatage madrats varjulises kohas.

6. HOIDMINE

1. Asetage õhust tühjaks lastud madrats tasasele pinnale.
2. Kerige avatud CPR-klapiga madrats lahti alates peaosast kuni jalgadeni õhu väljalaskeavade suunas.
3. Kinnitage voolikud, asetades need madratsi sisse.

MÄRKUS: madratsit ei tohi kokku voltida ega muljuda. Vältige otsest kokkupuudet päikesega.

7. ÜLEVAATUS

ÜLDIST

1. Kontrollige toitejuhet ja pistikut kulumise suhtes.
2. Kontrollige madratsi pinda kulumise, kõvaduse või kahjustuste suhtes. Veenduge, et madratsikambrid on omavahel korralikult ühendatud, ja kontrollige kambrite tihedust.
3. Kontrollige voolikuühendusi ja õhuvoolikuid endid kahjustuste suhtes (pained, praod).
4. Kontrollige pumba nõuetekohast talitlust. Õhuvool peab iga 1/2 tsükliperioodi järel väljalaskeavade vahel muutuma.

TÄHELEPANU!

Kui kahtlustate, et madrats ei toimi nõuetekohaselt, peate ise tegema selle ülevaatus. Igast rikkest, mis takistab madratsi nõuetekohast toimimist, tuleb teatada tootja volitatud teenindusele. Garantiiajal ise remonditööde tegemine võib kaasa tuua garantiidigustest ilmajäämise.

ÕHUFILTRI VAHETUS

Õhufiltrit tuleks kontrollida ja vajaduse korral see välja vahetada (ligikaudu iga 12 kuu tagant).

Õhufiltri saastumine sõltub keskkonnast, milles pump töötab. Määratud (ummistunud) filter põhjustab pumba sees oleva kompressori väärtalitlust või isegi kahjustumist.

1. Avage pumba korpuse tagaküljel asuv õhufiltri kate, vabastades riivi.
2. Kontrollige õhufiltrit ja vajaduse korral vahetage see välja.
3. Asetage filtrikate tagasi.

8. TOOTE EELDATAV KASUTUSIGA

Toode tagab ohutu ja usaldusväärse töö garantiiajal, kui seda kasutatakse ja hooldatakse tootja kasutusjuhendi kohaselt. Tootja soovib lasta seadet volitatud teeninduses kontrollida ja hooldada ainult siis, kui esineb kulumismärke või kahtlusi seadme väärtalitluse osas. Muudel juhtudel ei ole seadme hooldus või ülevaatus üldjuhul vajalik.

9. TÕRKEOTSING

TÄHELEPANU!

Elektrilöögiõhu vältimiseks ärge püüdke korpust eemaldada. Mis tahes remondist tuleb teatada volitatud teenindusele. Kaasasolevat remondikomplekti võib kasutada pärast garantiiaja lõppu. Madrati parandamine ilma kahjustusest volitatud teenindusele teatamata tühistab kohe garantiioigused.

PROBLEEM	LAHENDUS
Toide puudub	Kontrollige, kas pistik on ühendatud pingega pistikupessa.
Põleb madala rõhu märgulamp	Kontrollige õhuvoolikute pumba ja madratisiga ühendamise õigsust. Kontrollige kambritevahelisi ühendusi. Kontrollige CPR-klappi lekete suhtes. Kui pumbal on rõhuregulaator, suurendage rõhku. Kontrollige madratsikambrite hermeetilisust, et näha, ega need ole torgatud või pragunenud. TÄHELEPANU! Pump peab madrati kasutamise ajal olema kogu aeg sisse lülitatud.
Pumbas on aeg-ajalt kuulda müra	See on normaalne nähtus. Üks sektsiooni tühjendamisel väljub õhk pumba kaudu, mis võib olla kuuldav.
Patsient kukub maha	Pumbale regulaatoriga seatud rõhu väärtus ei ole patsiendile sobiv. Suurendage rõhku ja oodake, kuni kambrid täituvad õhuga.
Madrats ei hoiu vormi	Kontrollige, kas kambreid hoiavad paigal madratisipõhjale kinnitatud rihmad ja kas kambrid on põhja külge kinnitatud riividega.
Osa madratisist ei ole täis pumbatud	See on normaalne nähtus siis, kui üks sektsioon on täis pumbatud ja teine mitte. Pärast poole tsükli möödumist peaks sektsioonide pumpamine muutuma. Kui kogu aeg täitub aga ainult üks sektsioon, võib see viidata madrati lekkele või pumba kahjustusele.

Kui ülaltoodud nõuanded ei aita probleemi lahendada, võtke otse ühendust kohaliku esindajaga. Tõenäoliselt on vaja konsulteerida tehnilise teenindusega.

TÄHELEPANU!

Komplektiga on kaasas varukamber. Madrati lekke tuvastamise korral võtke ühendust volitatud teenindusega.

TEHNILISED NÄITAJAD

LOEND	PUMBA TEHNILINE KIRJELDUS
Mudel	Lamatisvastase madrati BioFlote™ 5000 pump
Toide	230 V/50 Hz
Kaitse	1 A
Pumba mõõtmed, cm	28 x 15 x 9
Pumba kaal	2,2 kg
Võimsustarve	7 W
Tsükli kestusaeg	12 min
Rõhkude vahemik	30–60 mmHg

Pumba jõudlus	8 l/min
---------------	---------

LOEND	MADRATSI TEHNILINE KIRJELDUS
Mudel	Lamatisvastane madrats BioFlote™ 5000
Liik	Kambriline (17 õhukambrit)
Madratsi mõõtmed, cm	203 x 90 x 12,7 – pärast täispumpamist
Madratsi kaal	5,2 kg
Kasutaja maksimaalne kaal	160 kg
Materjal	Nailon/Polüvinüülkloriid
Värvus	Sinine
Ümbritseva keskkonna temperatuur	Töö: 5 °C ~ 40 °C Hoidmine: -25 °C ~ 70 °C Transport: -25 °C ~ 70 °C
Ümbritseva keskkonna suhteline niiskus	Töö: 15% ~ 90% Hoidmine: 10% ~ 90% Transport: 10% ~ 90%
Atmosfäärirõhk	30–60 mmHg

MÄRKUS

1. Üldmärgitud tehnilised näitajad kehtivad kõikides samade elektriparameetritega kohtades.
2. Muude tehniliste dokumentide saamiseks võtke ühendust oma tarnijaga.
3. Kõrvaldage toode kohalike õigusnõuete kohaselt.

LISA A: ELEKTROMAGNETILISE ÜHILDUVUSE (EMC) TEAVE

Näpunäited ja tootja avaldus – elektromagnetkiirgus:

See seade on ette nähtud kasutamiseks allpool kirjeldatud elektromagnetilises keskkonnas.

Selle seadme kasutaja peab tagama, et seadet kasutatakse sellises keskkonnas.

Kiirguskatse	Vastavus	Näpunäiteid elektromagnetilise keskkonna kohta
RF-kiirgus CISPR 11	Grupp 1	Seade kasutab raadiosageduslikku energiat ainult sisemiste funktsioonide jaoks. Seetõttu on raadiosageduslik kiirgus väga väike ega põhjusta läheduses asuvate elektroonikaseadmete häireid.
RF-kiirgus CISPR 11	Klass B	
Harmooniline kiirgus IEC61000-3-2	Klass A	Seade sobib kasutamiseks kõikides ruumides, ka olmeruumides, ning seda võib ühendada üldkasutatava madalpinge elektrivõrguga.
Pingekõikumised/vibratsiooniheide IEC61000-3-3	Vastab	

Näpunäited ja tootja avaldus – elektromagnetiline häirekindlus:

See seade on ette nähtud kasutamiseks allpool kirjeldatud elektromagnetilises keskkonnas.

Selle seadme kasutaja peab tagama, et seadet kasutatakse sellises keskkonnas.

Häirekindluse katse	IEC60601 Katsetase	Vastavus	Näpunäiteid elektromagnetilise keskkonna kohta
Elektrostaatiline lahendus (ESD) IEC61000-4-2	± 6 kV kontakt ± 8 kV õhk	± 6 kV kontakt ± 8 kV õhk	Põrandad peavad olema puidust, betoonist või kaetud keraamiliste plaatidega. Kui põrandad on kaetud sünteetilise materjaliga, peab suhteline õhuniiskus olema vähemalt 30%
Kiired elektrikaod / seeria IEC61000-4-4	± 2 kV elektriliini puhul ± 1 kV sisend-/väljundliini puhul	± 2 kV elektriliini puhul ± 1 kV sisend-/väljundliini puhul	Elektrienergia kvaliteet peab olema tüüpiline (mitte nagu tööstuse või haiglate puhul)
Laine IEC61000-4-5	± 1 kV liinid – liinid ± 2 kV liinid – maapind	± 1 kV liinid – liinid	Elektrienergia kvaliteet peab olema tüüpiline (mitte nagu tööstuse või haiglate puhul)
Pingelangused, lühikesed katkestused ja pingemuutused IEC61000-4-11 elektriliinidel	< 5% UT (> 95% hüpe UT-s) 0,5 tsükli puhul 40% UT (60% hüpe UT-s) 5 tsükli puhul 70% UT (30% hüpe UT-s) 25 tsükli puhul < 5% UT (> 95% hüpe UT-s) 5 sekundi puhul		Elektrienergia kvaliteet peab olema tüüpiline (mitte nagu tööstuse või haiglate puhul). Kui kasutaja soovib seadme pidevat ja katkematut tööd, peab ta hankima mõne püsiva toiteallika või akud.
Toitesageduse (50/60 Hz) magnetväli IEC6100-4-8	3 A/m	3 A/m	Magnetvälja sageduse võimsus peab olema tööstus- või haiglakeskkonnas tüüpiliste iseloomulike ebatüüpiliste asukohtade tasemel


MÄRKUS: UT on vahelduvvoolu toitepinge väärtus enne katsete tegemist

Näpunäited ja tootja avaldus – elektromagnetiline häirekindlus:
















See seade on ette nähtud kasutamiseks allpool kirjeldatud elektromagnetilises keskkonnas.

Selle seadme kasutaja peab tagama, et seadet kasutatakse sellises keskkonnas.

Häirekindluse katse	IEC60601 Katsetase	Vastavus	Näpunäiteid elektromagnetilise keskkonna kohta
RFi juhtivus IEC61000-4-6	3 Vrms 150 kHz kuni 80 MHz väljaspool ISM ^a -sagedusala	3 Vrms	Kaasaskantavaid ja mobiilseid raadiosagedusseadmeid ei tohi kasutada seadme ühelegi osale, sealhulgas kaablitele, lähemal kui soovituslik eralduskaugus, mis on arvatatud saatja sagedusele vastava võrrandi alusel.
RF-kiirgus IEC61000-4-3	3 V/m 80 MHz kuni 2,5 GHz	3 V/m	Soovituslik kaugus: $d = \left[\frac{3,5}{20} \right] \sqrt{P}$ alates 150 kHz kuni 80 MHz, $d = \left[\frac{3,5}{20} \right] \sqrt{P}$ alates 80 MHz kuni 800 MHz,

		$d = \left[\frac{7}{20} \right] \sqrt{P}$ alates 800 MHz kuni 2,5G Hz, kus P on saatja maksimaalne nimivõimsus vattides (W) saatja tootja järgi ja d on soovituslik eralduskaugus meetrites (m). ^b Fikseeritud raadiosagedussaatjate väljatugevus, mis on määratud koha elektromagnetväljaga ^c , peab olema väiksem kui vastavustase iga vibratsioonisageduse ^d korral. Häireid võib esineda järgmise sümboliga tähistatud seadmete läheduses:	
--	--	--	---

SÜMBOLITE SELETUS

	Tootja
	CE-märgis
	Viitenumber
	Tootmiskuupäev
	Vt kasutusjuhendit
	Hoiatus
	Seerianumber
	Ülemine osa, mitte ümber pöörata
	Hoida kuivas kohas
	Õrn, käsitseda ettevaatlikult
	BF-tüüpi osad
	II kaitseklassi seade
IP21	Kaitse 12,5 mm ja suuremate tahkete esemete eest. Kaitse vertikaalselt langevate veepiiskade eest
	See seade on märgistatud kooskõlas Euroopa direktiivi (WEEE) ja Poola elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete seadusega. See märgistus teavitab sellest, et see seade tuleb pärast selle kasutusaja lõppu viia elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete töötlemispunkti.
	Mitte lõigata
	Ringlussevõtt



GARANTILEHT
LAMATISVASTANE MADRATS BIOFLOTE™ 4000

Mudel:	Seerianumber:	Müügikuupäev:	Müüja allkiri ja pitser:

GARANTIITINGIMUSED

1. Tootja kinnitab kliendile, et müügi ese, millele käesolev garantiileht on väljastatud, on uhiuus ja kvaliteetne.
2. Madratsile ja pneumopumbale kehtib 24-kuuline garantii alates garantiilehel märgitud müügikuupäevast.
3. Pretensiooni käsitlemise aluseks on puhta, komplektse toote kohaletoimetamine koos korrektselt täidetud garantiilehe ja ostudokumendiga (tšekk, käibemaksuarve). Dokumentide puudumine või saastunud toote kohaletoimetamine toob kaasa pretensiooni läbivaatamise peatamise või sellest keeldumise.
4. Pretensioone käsitletakse viivitamatult esimesel võimalusel, mitte kauem kui 14 päeva jooksul alates kauba teenindusse toimetamise kuupäevast. Kui remondiks vajaminevad osad tuuakse välismaalt, võib see periood pikeneda, millest pretensiooni esitajat teavitatakse.
5. Kõik seadmete võimalikud defektid kõrvaldab REHA FUND Sp. z o. o. või volitatud hooldaja eeldusel, et madratsit ja pumpa kasutati vastavalt otstarbe kohaselt ja kooskõlas kasutusjuhendis märgitud soovitustega.
6. Teenindusel on õigus keelduda garantiiremondist, kui garantiileht on loetamatu või kui mis tahes andmeid on muudetud või parandatud.
7. Garantii ei hõlma:
 - kasutusjuhendis kirjeldatud toote hoolduse, puhastamise, kasutamise, hoidmise ja reguleerimisega seotud toiminguid;
 - tavapärase kasutamise käigus kuluvaid osi;
 - mehaanilisi ja termilisi kahjustusi, nt kriimustused, sälgud jne;
 - kahjustusi, mis on tekkinud toote kasutusjuhendile mittevastavast kasutamisest, hooletusest, iseseisvate remonditööde, modifikatsioonide, konstruktsioonimuudatuste tegemisest ja juhuslikest sündmustest.
8. Enne seadme volitatud hooldajatele üleandmist tuleb see kasutusjuhendi kohaselt puhastada, et see sobiks hoolduskontrolli tegemiseks.
9. Remonti ja varuosade vahetust peavad tegema ettevõtte Reha Fund Sp. z o. o. poolt volitatud hooldajad.
10. Alusetu pretensiooni korral (toode on töökorras) või kui kahju on tekkinud kasutaja süül, kannab kõik pretensiooni läbivaatamisega seotud kulud, nt saatmiskulud, pretensiooni esitaja.
11. Mis tahes paranduste või muudatuste tegemine ilma volitatud teenindust teavitamata toob kaasa garantiioiguste kohese kaotuse.
12. Garantiikaitse territoriaalne ulatus hõlmab Poola Vabariigi territooriumi.
13. Müüdavale kaubale antav garantii ei välista, piira ega peata kliendi õigusi, mis tulenevad kauba lepingule mittevastavusest.

HOOLDUSREMONDITÖÖDE LOETELU (täidab teenindus)

Jrk nr	Esitamise kp	Tellimuse nr	Vea kirjeldus/Remondi ulatus	Remondi teostamise kp	Teeninduse pitser ja allkiri
1.					

MÄRKUSED