

Istmesüsteem

000690810.02

Sedeo Lite

Kasutusjuhend

Ratastooli komponendid



Meile SUNRISE MEDICAL-is on antud ISO-9001 sertifikaat, mis kinnitab meie toodete kvaliteeti igas etapis alates uuringu- ja arendustegevusest kuni tootmiseni. See toode vastab EÜ direktiivide nõuetele. Näidatud valikuvõimalused või tarvikud on kättesaadavad lisatasu eest.

Kui teil on oma istmesüsteemi kohta kasutamist, hooldamist või ohutust puudutavaid küsimusi, võtke ühendust Sunrise Medicali kohaliku volitatud edasimüüjaga. Kui te ei tea, kes on volitatud edasimüüja teie piirkonnas või kui teil on muid küsimusi, kirjutage või helistage:

Sunrise Medical Australia Pty Ltd.
6 Healey Circuit
Huntingwood NSW 2148
Telefon: (02) 9678 6600
Faks: (02) 9423 6969
E-post: enquiries@sunrisemedical.com.au
www.SunriseMedical.com.au

Edasimüüja allkiri ja pitsat

Sisukord

1.0	Kasutajateave	3
1.1	Käesolev kasutusjuhend	3
1.2	Lisateabe saamiseks	3
1.3	Käesolevas juhendis kasutatud sümbolid	3
2.0	Ohutus.....	4
2.1	Tootel kasutatavad sümbolid ja märgised	4
2.2	Ohutus: temperatuur	4
2.3	Ohutus: liikuvad osad	4
2.4	Ohutus: lämbumisoht	4
2.5	Ohutus: lauakesed	5
3.0	Üldine kirjeldus	5
4.0	Istmesüsteemi reguleerimine.....	6
4.1	Istme sügavuse reguleerimine	6
4.2	Istme laiuuse reguleerimine	7
4.3	Seljatoe reguleerimine	8
4.4	Tagasipööratavate käetugede reguleerimine	9
4.5	Ühe postiga käetugede reguleerimine	10
4.6	Tagasipööratavate ühe postiga käetugede reguleerimine	10
4.7	Küljekaitse.....	13
4.8	Tsentraalse jalatoe reguleerimine	14
4.9	Elektrilise tsentraalse jalatoe reguleerimine	15
4.10	SEDEO LITE'i kõrvalepööratavate jalatugede reguleerimine	16
4.11	Kõrvalepööratava jalatoe UNI reguleerimine	16
4.12	Kõrvalepööratavate jalatugede reguleerimine	17
4.13	Reguleeritav peatugi	18
4.14	Kontrolleri fikseeritud/kõrvalepööratava klambri reguleerimine	19
4.15	Kõrvalepööratava kontrolleri asendi fikseerimine	20
4.16	Küljetugede reguleerimine	21
4.17	Külgmise kõrvalepööratava põlvetoe/reietoe reguleerimine	22
4.18	Tõkispadja reguleerimine	22
4.19	Sülerihtm / istumisasendit fikseeriv vöö	23
5.0	Istmesüsteemi kasutamine	24
5.1	Ratastooli istumine ja sealt tõusmine (asukoha muutus)	24
5.2	Ettevalmistus ratastoolist ülestõusmiseks ettepoole	24
5.3	Külgsuunas pealeistumise/püstitõusmise ettevalmistamine	25
5.4	Peatugi	26
5.5	Kontrolleri kõrvalepööratav klamber.....	26
5.6	Küljetoed (joonis 5.11).....	26
5.7	Põlvetugi/reietugi (joonis 5.12).....	27
5.8	Ühepoolehalvatuse korral kasutatav käetugi (joonis 5.13)	27
5.9	Tõkispadi (joonis 5.14)	27
6.0	Istumisasendi käsitsi ja elektrilise reguleerimise võimalused	28
6.1	Istumisasendi käsitsi reguleerimise võimalused	28
6.2	Istumisasendi (elektrilise) reguleerimise võimalused	29
7.0	Istmesüsteemi kokkuklappimine transportimise hõlbustamiseks	30
7.1	Istmepadi.....	30
7.2	Seljatoepadi	30
7.3	Seljatoe äravõtmine (joonis 7.4).....	31
7.4	Allalastava seljatoe äravõtmine (joonis 7.5).....	31
7.5	Kõrvalepööratavad jalatoed (joonis 7.6).....	32
7.6	Eemaldatav ühe postiga käetugi	32
8.0	Hooldus ja puhastamine.....	33
8.1	Üldhooldus	33
8.2	Istmesüsteemi puhastamine	33
8.3	Hügieenimeetmed taaskasutamisel	33
8.4	Üldised puhastusjuhised	33
8.5	Tarvikute puhastamine	34
8.6	Juhtseadiste puhastamine	34
8.7	Hoidmine	34
9.0	Tehnilised andmed.....	35
9.1	Kohaldatavad normid/standardid	35
9.2	Tehnilised andmed SEDEO Lite'i istmesüsteem.....	36
10.0	Garantii.....	38

1.0 Kasutajateave




Täname teid, et valisite Sunrise Medicali ratastooli! Sunrise Medicali tippkvaliteetsed liikumisabivahendid on välja töötatud iseseisvuse suurendamiseks ja teie igapäevase elu lihtsustamiseks.

1.1 Käesolev kasutusjuhend

Käesolev kasutusjuhend aitab teil oma istmesüsteemi ohutult kasutada ja hooldada. Käesolev istmesüsteemi kasutusjuhend täiendab Sunrise Medicali ratastooli üldist kasutusjuhendit.

- Ratastooli üldine kasutusjuhend
- Istmesüsteemi kasutusjuhend (see voldik)
- Kontrolleri kasutusjuhend

Vajaduse korral viitab istme kasutusjuhend teistele kasutusjuhenditele, nagu on näidatud allolevas tabelis.

	Üldine kasutusjuhend:	viitab ratastooli üldisele kasutusjuhendile.
	Kontroller:	viitab kontrolleri kasutusjuhendile.
	Akulaadur:	viitab akulaaduri kasutusjuhendile.

Ärge kasutage ratastooli, enne kui kogu kasutusjuhend ning kõiki teised voldikud on läbi loetud ja te olete neist aru saanud.

Kui teie ratastooliga ei ole mõnda kasutusjuhendit kaasas, võtke kohe ühendust oma edasimüüjaga. Peale selle kasutusjuhendi on olemas ka kvalifitseeritud spetsialistidele mõeldud hooldusjuhend.

1.2 Lisateabe saamiseks

Kui teil on oma ratastooli kohta kasutamist, hooldamist või ohutust puudutavaid küsimusi, võtke ühendust Sunrise Medicali kohaliku volitatud edasimüüjaga. Kui teie piirkonnas ei ole volitatud edasimüüjat või kui teil on muid küsimusi, võtke ühendust Sunrise Medicaliga kirjalikult või telefoni teel.

Teabe saamiseks toote ohutusmärkuste ja tagasivõtmise kohta minge aadressile www.SunriseMedical.co.uk

1.3 Käesolevas juhendis kasutatud sümbolid


OHT/HOIATUS!

Raske või surmava kehavigastuse oht

MÄRKUS/ETTEVAATUST!

Seadme võimalik kahjustamise oht.

Nende juhiste täitmata jätmine võib põhjustada kehavigastusi, kahjustada toodet või keskkonda!



Kui olete nägemispuudega, saate seda dokumenti vaadata PDF-vormingus aadressil

www.SunriseMedical.co.uk



alternatiivselt on saadaval suuremas kirjas tekst.



2.0 Ohutus

Järgige nende hoiatustingmärkide kõrval asuvaid juhiseid. Nende juhiste täitmata jätmine võib põhjustada kehavigastusi, kahjustada ratastooli või keskkonda. Võimaluse korral tuuakse ohutusteave vastavas punktis.

2.1 Tootel kasutatavad sümbolid ja märgised

Ratastoolile kinnitatud sildid, sümbolid ja juhised on osa ohutusmeetmetest. Neid ei tohi kunagi kinni katta ega eemaldada. Need peavad jääma alles ja olema selgelt loetavad ratastooli kogu kasutusaja jooksul.

Vahetage loetamatud või kahjustatud sildid, sümbolid ja juhised kohe välja või parandage need. Abi saamiseks võtke ühendust oma edasimüüjaga.

Joonis 2.1 Hoiatus. Sõrmede kinnijäämisohu

Joonis 2.2 Hoiatus. Enne ratastooli kasutamist (eriti kallakutel) veenduge, et istme kiirühendus oleks tugevasti kinni kruvitud

Joonis 2.3 Hoiatus. Ärge sõitke ratastooliga kallakul, kui seljatugi on alla lastud ja/või iste on seismisrežiimis

2.2 Ohutus: temperatuur

⚠ OHT/HOIATUS!

- Vältige alati ratastooli mootorite puudutamist. Kasutamisel töötavad mootorid pidevalt ja võivad muutuda väga kuumaks. Pärast kasutamist jahtuvad mootorid aeglaselt. Füüsiline kontakt võib tekitada põletusi. Pärast kasutamist laske mootoritel vähemalt 30 min jahtuda.
- Kui te ratastooli ei kasuta, ärge jätke seda kauaks otsese päikesevalguse kätte. Ratastooli teatavad osad, nagu iste, seljatugi ja käetoed, võivad muutuda kuumaks, kui need on olnud liiga kaua päikese käes. See võib tekitada nahale põletusi või põhjustada allergilisi reaktsioone.

2.3 Ohutus: liikuvad osad

⚠ OHT/HOIATUS!



Ratastoolil on liikuvaid ja pöörlevaid osi. Kokkupuude liikuvate osadega võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi või kahjustada ratastooli. Vältige kokkupuudet ratastooli liikuvate osadega.

- Rattad (keeramine ja tugiratas)
- Mootoriga kallutamine ruumis reguleerimisel
- Elektrilise istmetõstukiga variant
- Seljatoe mootoriga langetamise reguleerimine
- Kontrolleri kõrvalepööratav klamber

2.4 Ohutus: lämbumisoht

⚠ OHT/HOIATUS!

See liikumisabivahend sisaldab väikseid osi, mis teatud olukordades võivad lastele kujutada lämbumisohtu.



2.5 Ohutus: lauakesed

Ohutus: ventilaatori aluslauake



OHT/HOIATUS!

Ventilaatori aluslauakese kasutamine muudab teie ratastooli stabiilsust ja kogumassi.

- Kontrollige enne kasutamist, kas akud ja ventilaator on kindlalt lauakesele kinnitatud.
- Tutvuge enne liikumahakkamist ratastooli suuremaks muutunud mõõtmetega, et vältida võimalikke kokkupõrkeid.
- Enne seljatoe allalaskmist veenduge, et ventilaatori aluslauakese jaoks oleks piisavalt ruumi.
- Arvestage sellega, et sõrmed võivad seljatoe allalaskmisel ventilaatori aluslauakese koostu vahele kinni jääda.
- Ventilaatori aluslauake on mõeldud üksnes ventilaatori ja selle akude kandmiseks, mitte aga hapnikuballooni vms paigutamiseks. Taoliste esemete kasutamine võib muuta ratastooli ebastabiilseks.
- Ventilaatori aluslauakese peab paigaldama ja seda hooldama Sunrise Medicali volitatud edasimüüja.

Ohutus: kõrvalepööratav lauake



OHT/HOIATUS!

- Maksimaalne lauakese lubatud mass on 2,5 kg.
- Ärge koormake lauakest üle, sest see võib puruneda või tool muutuda ebastabiilseks.
- Ärge jätke süüdatud sigarette ega muid soojusallikaid lauakesele, sest see võib deformeeruda ja määrduda.
- Veenduge, et käed-jalad ja riided ei segaks lauakese viimist kasutusasendisse.


3.0 Üldine kirjeldus

Ratastoolil kasutatakse Sedeo Lite'i istmesüsteemi. Sedeo Lite'i istmesüsteem toetab suurepäraselt pead, ülakeha, käsi ja jalgu. Keha optimaalne toetamine tagab ratastooli kasutajale maksimaalse iseseisvuse.

Ratastooli peab seadistama kvalifitseeritud spetsialist. Ebaõige seadistus võib negatiivselt mõjuda kehahoiakule.

Põhiosad (joonis 3.1)

1. Peatugi
2. Juhthoob
3. Käetugi
4. Istmepadi
5. Jalatoed
6. Seljatugi



Jn 3.1

4.0 Istmesüsteemi reguleerimine

Ei ole olemas ratastooli nn keskmist kasutajat. See on põhjus, miks Sunrise Medicali ratastoole saab reguleerida kasutaja vajaduste järgi.

Reguleeritakse üks kord, ratastooli esmakordsel kasutamisel. Seda peab tegema kvalifitseeritud spetsialist, kui ei ole selgesõnaliselt öeldud teisiti.

Instrumendid ja kalibreerimismärgised

Asjatundja peab istmesüsteemi kõikide reguleerimiste korral kasutama M5 kuuskantsisevõtit.

MÄRKUS/ETTEVAATUST!

Istmesüsteemi erinevatel osadel on olemas kalibreerimismärgised. Näidatud on võimalike seadistuste vahemikud.

4.1 Istme sügavuse reguleerimine

Seljatoe raami sügavus (joonis 4.1)

1. Keerake (A) mõlemal küljel ühe pöörde võrra lahti.
2. Lükake (B) soovitud asendisse.
3. Keerake (A) kinni.

MÄRKUS/ETTEVAATUST!



SD 535 ja 560 korral peate (A) täielikult välja võtma ja panema järgmisesse pilusse.

MÄRKUS/ETTEVAATUST!

- Kui on vaja istme suuremat sügavust, siis tuleb enne mehaanilist reguleerimist kaableid pikendada.

Seljapadja sügavus (joonis 4.2)

Istmepadja asendi jaoks (istmeplaadiga ühendatud istmepadja korral) kasutage joonisel 4.2 näidatud auke. Istme suurema sügavuse saamiseks võib padja paigaldada ühe asendi võrra ettepoole.



4.2 Istme laiuse reguleerimine

Istmeraami laiuse reguleerimiseks on vaja korraga reguleerida istmeplaadi ja seljatoeraami laiust. Selgituse lihtsustamiseks on seda eraldi kujutatud joonistel 4.3, 4.4 ja 4.5.

Istmeraami laius (joonis 4.3)

Istmeplaadile juurdepääsemiseks võtke lahti istmepadja takjakinnised.

1. Keerake (A) ühe pöörde võrra lahti.
2. Lükake (B) soovitud asendisse.
3. Keerake (A) kinni.

Seljatoeraami laius (joonis 4.4)

1. Avage kaas.
2. Võtke (A) täielikult välja.
3. Lükake (B) soovitud asendisse.
4. Pange (A) tagasi.
5. Sulgege kaas.

⚠ MÄRKUS/ETTEVAATUST!

Seljatoeraami laius on reguleeritav kahes vahemikus. Üks on 385–485 mm ja teine 460–510 mm.

Mootoriga kallutatava seljatoeraami laius (joonis 4.5)

1. Keerake (A) ühe pöörde võrra lahti.
2. Lükake (B) soovitud asendisse.
3. Keerake (A) kinni.





Tagasipööratava ühe postiga käetoe laius (variant) (joonis 4.6)

Täppisreguleerimist saab teha üksnes käetugedega.

1. Keerake (A) ühe pöörde võrra lahti.
2. Lükake (B) soovitud asendisse.
3. Keerake (A) kinni.

⚠ MÄRKUS/ETTEVAATUST!

Palun kontrollige, ega käetoe uus asend ei takista istme asendi muutmist.




4.3 Seljatoe reguleerimine

Seljatoe kaldenurk (joonis 4.7)


1. Keerake (B) vabastamiseks (A) lahti.
2. Lükake (C) reguleerimiseks (B) soovitud asendisse. Pöörake -4° , 4° , 12° saamiseks (B)-d 180° .
3. Keerake (A) kinni

MÄRKUS. Tihvtid peavad olema aukudes ja plaat (B) peab olema fikseeritud pinnale rihituna.




Seljatoe kõrgus kanderihmadega seljatoe korral (joonis 4.8)

1. Avage avamine ja võtke (A) ära.
2. Võtke (C) täielikult välja.
3. Lükake (D) soovitud asendisse.
4. Keerake (C) kinni.
5. Pange (A) tagasi.



SEDEO LITE'i seljatoepadja eemaldamine (joonis 4.9)


1. Keerake (A) ühe pöörde võrra lahti.
2. Lükake (B) soovitud asendisse.
3. Keerake (A) kinni.



Reguleeritavate kanderihmadega seljatugi (joonis 4.10)

Ratastoolil on kanderihmadega seljatugi, mille kumerust saab muuta vastavaks selja kumerusele, et tagada mugav istumisasend ja hea stabiilsus. Kasutaja saab ratastooli istuda siis, kui seljatoe kumerus on reguleeritud.

1. Pöörake (A) tagasi.
2. Lõdvendage või pingutage (B) takjakinnitust.



J3 tagaosa (joonis 4.11)

MÄRKUS. Jay 3 seljatuge saab kasutada koos Sedeo Lite'i istmesüsteemiga. Palun vaadake paigaldamis- ja reguleerimisteavet seljatoe J3 kasutusjuhendist.

4.4 Tagasipööratavate käetugede reguleerimine

Käetoe kõrgus

Täppis- või jämereguleerimine on kaheosaline protsess.

1. OSA (joonis 4.12)

1. (B) reguleerimiseks keerake (A)-d.

2. OSA (joonis 4.13)

1. Keerake (A) ühe pöörde võrra lahti.
2. Lükake (B) soovitud asendisse.
3. Keerake (A) kinni.

Käetoe padja sügavus (joonis 4.14)





1. Keerake (A) ühe pöörde võrra lahti.
2. Lükake (B) soovitud asendisse.
3. Keerake (A) kinni.

MÄRKUS

Selleks, et ligi pääseda käetoe madala asendi korral tagumisele kruvile, keerake lahti joonisel 4.14 näidatud kruvid (A) ja reguleerige esmalt padja kalle.

! OHT/HOIATUS!


Kõikide kruviühenduste tugevust tuleb regulaarselt kontrollida. Käetoe lahtine padi võib sellele vajutamisel maha libiseda.



4.5 Ühe postiga käetugede reguleerimine


Käetoe kõrgus (joonis 4.15)

1. Keerake (A) ühe pöörde võrra lahti.
2. Lükake (B) soovitud asendisse.
3. Keerake (A) kinni.



Käetoe sügavus (joonis 4.16)

1. Keerake (A) ühe pöörde võrra lahti.
2. Keerake (B) lahti.
3. Lükake (C) soovitud asendisse.
4. Keerake (A) ja (B) kinni.




4.6 Tagasipööratavate ühe postiga käetugede reguleerimine

Käetoe kõrgus (joonis 4.17)

1. Keerake (A) ühe pöörde võrra lahti.
2. Lükake (B) soovitud asendisse.
3. Keerake (A) kinni.


Veenduge, et käed toetuksid normaalselt ja õlad ei oleks seejuures üles lükatud.



Käetoe sügavus (joonis 4.18)


1. Keerake (A) ühe pöörde võrra lahti.
2. Lükake (B) soovitud asendisse.
3. Keerake (A) kinni.

Viige tagasipööratavad käetoed veelgi rohkem tahapoole, et saada rohkem ruumi külgsuunas pealeistumiseks/püstitõusmiseks. Viige käetoed veelgi rohkem ette, et ettepoole püstitõusmiseks oleks parem toetada.




Käetoe kaldenurk (joonis 4.19)


1. Keerake (A) ühe pöörde võrra lahti.
2. Lükake (B) soovitud asendisse.
3. Keerake (A) kinni.

**Küljekaitsme kõrgus (joonis 4.20)**

1. Keerake (A) ühe pöörde võrra lahti.
2. Lükake (B) soovitud asendisse.
3. Keerake (A) kinni.

**Käetoe padja sügavus (joonis 4.21)**

1. Keerake (A) ühe pöörde võrra lahti.
2. Lükake (B) soovitud asendisse.
3. Keerake (A) kinni.



Käetoe padja laius (joonised 4.22–4.25)**Eemaldamiseks**

1. Keerake (A) lahti.
2. Võtke (B) ära.
3. Keerake (E) ühe pöörde võrra lahti.
4. Võtke (F) ära.





Asendisse viimiseks

1. Libistage (A) koos B või C-ga D-le

**MÄRKUS/ETTEVAATUST!**

Kontrollige, kas kinnitusploki kiil satub täpselt soonde.


1. Reguleerige (A) sügavust ja keerake (E) kinni.
2. Pange kohale kontrolleri klamber.
3. Pange kohale käetugi.



4.7 Küljekaitse


Küljekaitse kõrgus (joonis 4.26)

1. Keerake (A) välja.
2. Lükake (B) soovitud asendisse.
3. Keerake (A) kinni.



Küljekaitse sügavus (joonis 4.27)

1. Keerake (A) ühe pöörde võrra lahti.
2. Lükake (B) soovitud asendisse.
3. Keerake (A) kinni.




4.8 Tsentraalse jalatoe reguleerimine

Säärepiirkonna pikkus (joonis 4.28)

1. Keerake (A) ühe pöörde võrra lahti.
2. Lükake (B) soovitud asendisse.
3. Keerake (A) kinni.

⚠ MÄRKUS/ETTEVAATUST!

Kontrollige, kas (B) all on piisavalt vaba ruumi, et saaksite ratastooliga üle takistuste liikuda.




Põlvepiirkonna kaldenurk (joonis 4.29)

1. Keerake (A) kahe pöörde võrra lahti.
2. Lükake (B) soovitud asendisse.
3. Keerake (A) kinni.


⚠ MÄRKUS/ETTEVAATUST!

Kui jalaplaat puudutab tugirattaid, siis muutke põlvepiirkonna kaldenurka või kõrgust.




Pahklupiirkonna kaldenurk (joonis 4.30)

1. Pöörake (A) üles.
2. Pahklupiirkonna soovitud kaldenurga saamiseks keerake (B)-d.
3. Klappiga (A) tagasi alla.



Tsentraalse sääretoe kõrgus (joonis 4.31)

1. Keerake (A) ühe pöörde võrra lahti.
2. Lükake (B) soovitud asendisse.
3. Keerake (A) kinni.



4.9 Elektrilise tsentraalse jalatoe reguleerimine

OHT/HOIATUS!

- Võtke arvesse ümbrust, et te ei vigastaks pikendatud jalatugede tõttu oma jalgu.
- Veenduge alati enne liikumahakkamist, et jalatoed või jalaplaadid ei satuks kokkupuutesse tugiratastega.
- Jalatugesid ei tohi mingil juhul kasutada ratastooli tõstmiseks ega kandmiseks.
- Nagu kõikide liikuvate osade korral, olge ka nüüd ettevaatlik, et sõrmed ei jääks kuhugi vahele (joonis 4.34).

Säärepiirkonna pikkus (joonis 4.33)

Elektriline tsentraalne jalatugi võimaldab kaldenurga reguleerimist vahemikus 90° kuni 180° maapinnaga paralleelseks ja mootoriga pikendamist 180 mm ulatuses.

1. Keerake (A) ühe pöörde võrra lahti.
2. Lükake (B) soovitud asendisse.
3. Keerake (A) kinni.
4. Korrake seda teisel pool.

Pahklupiirkonna kaldenurk (joonis 4.34)

1. Pöörake (A) üles.
2. Pahklupiirkonna soovitud kaldenurga saamiseks keerake (B)-d (4 mm kuuskantsisevõti)
3. Klappiga (A) tagasi alla.

OHT/HOIATUS!





- Pärast reguleerimist ja normaalses sõiduasendis oleva istmega: tagage, et põrand ja jalaplaadi vahel oleks alati vaba ruum (> 25 mm).
- Tehke selleks katse, kui kasutaja istub ratastoolis ja jalad on jalatoel.
- Kui kasutate ratastooli, mille jalatugi on reguleeritud liiga madalale, siis võivad tagajärjeks olla isiku vigasused ja ratastooli või ümbritsevate esemete kahjustused.

Säärepadja kõrgus (joonis 4.35)

1. Keerake (A) ühe pöörde võrra lahti.
2. Lükake (C) soovitud asendisse.
3. Keerake (A) kinni.

Säärepadja laius (joonis 4.35)


4. Keerake (B) ühe pöörde võrra lahti.
5. Lükake (C) soovitud asendisse.
6. Keerake (B) kinni.



4.10 SEDEO LITE'i kõrvalepööratavate jalatugede reguleerimine

Jalatoe laius (joonis 4.36)

1. Keerake (A) ühe pöörde võrra lahti.
2. Lükake (B) soovitud asendisse.
3. Keerake (A) kinni.




Säärepiirkonna pikkus (joonis 4.37)

1. Keerake (A) ühe pöörde võrra lahti.
2. Lükake (B) soovitud asendisse.
3. Keerake (A) kinni.


⚠ MÄRKUS/ETTEVAATUST!

- Kontrollige, kas (B) all on piisavalt vaba ruumi, et saaksite ratastooliga üle takistuste liikuda.



Pahluupiirkonna kaldenurk (joonis 4.38)

1. Keerake (A) mõne pöörde võrra lahti.
2. Lükake (B) soovitud asendisse.
3. Keerake (A) kinni.




4.11 Kõrvalepööratava jalatoe UNI reguleerimine

Jalatoe laius, vaadake joonist 4.36.

Säärepiirkonna pikkus (joonis 4.39)


1. Keerake (A) ühe pöörde võrra lahti.
2. Lükake (B) soovitud asendisse.
3. Keerake (A) kinni.



4.12 Kõrvalepööratavate jalatugede reguleerimine

Jalatoe laius (joonis 4.40)

1. Keerake (A) ühe pöörde võrra lahti.
2. Lükake (B) soovitud asendisse.
3. Keerake (A) kinni.




Säärepiirkonna pikkus (joonis 4.41)

1. Keerake (A) ühe pöörde võrra lahti.
2. Lükake (B) soovitud asendisse.
3. Keerake (A) kinni.

⚠ MÄRKUS/ETTEVAATUST!

Kontrollige, kas (B) all on piisavalt vaba ruumi, et saaksite ratastooliga üle takistuste liikuda.



Pahklupiirkonna kaldenurk (joonis 4.42)

1. Keerake (A) mõne pöörde võrra lahti.
2. Lükake (B) soovitud asendisse.
3. Keerake (A) kinni.

Põlvepiirkonna kaldenurga reguleerimine käsitsi / jalatoe elektriline tõstmine (joonis 4.43)

Jalaplaatide asendit saab muuta põlvepiirkonna kaldenurga muutmiselega.



1. Keerake (A) mõne pöörde võrra lahti.
2. Lükake (B) soovitud asendisse.
3. Keerake (A) kinni.

⚠ OHT/HOIATUS!

- Sõrmede kinnijäämisoh! Jalatuge üles või alla liigutades ärge pange oma sõrmi jalatoe liikuvate reguleerimismehhanismi osade vahele.

⚠ MÄRKUS/ETTEVAATUST!

Kui jalaplaat puudutab tugirattaid, siis muutke põlvepiirkonna kaldenurka või kõrgust.



Säärepadja kõrgus (joonis 4.44)


1. Keerake (A) mõne pöörde võrra lahti.
2. Lükake (D) soovitud asendisse.
3. Keerake (A) kinni.

Säärepadja sügavus (joonis 4.44)

4. Keerake (B) mõne pöörde võrra lahti.
5. Lükake (D) soovitud asendisse.
6. Keerake (B) kinni.

Säärepadja laius (joonis 4.44)


7. Keerake (D) tagaküljel olev (C) mõne pöörde võrra lahti.
8. Lükake (D) soovitud asendisse.
9. Keerake (C) kinni.

**4.13 Reguleeritav peatugi****⚠ OHT/HOIATUS!**


- Kui kasutaja/ratastooli valikusse kuulub peatugi, siis ärge kunagi kasutage ratastooli ilma paigaldatud peatoeta.
- Kui transpordite ratastoolis olevat isikut söidukis, siis ärge kunagi kasutage ratastooli ilma peatoeta.

Peatõe kõrgus (joonis 4.45)

1. Keerake (A) mõne pöörde võrra lahti.
2. Lükake (B) soovitud asendisse.
3. Keerake (A) kinni.

**Mälu järgi reguleerimine (joonis 4.46)**


1. Keerake (C) ühe pöörde võrra lahti.
2. Libistage (D) nii kaugele alla kui võimalik.
3. Keerake (C) kinni.

**Peatõe asend (joonis 4.47)**

1. Keerake (A) ühe pöörde võrra lahti.
2. Lükake (B) soovitud asendisse.
3. Keerake (A) kinni.


⚠ MÄRKUS/ETTEVAATUST!

Korrigeerige vajaduse korral peatõe kõrgust ja peatõe padja kallet.




Peatoe padja laiuse asend (joonis 4.48)


1. Keerake (A) ühe pöörde võrra lahti.
2. Lükake (B) soovitud asendisse.
3. Keerake (A) kinni.

**4.14 Kontrolleri fikseeritud/kõrvalepööratava klambri reguleerimine****Kontrolleri sügavus (joonis 4.49)**

1. Keerake (A) ühe pöörde võrra lahti.
2. Lükake (B) soovitud asendisse.
3. Keerake (A) kinni.

**Kontrolleri kõrgus (1) (joonis 4.50)**


1. Keerake (A) ühe pöörde võrra lahti.
2. Lükake (B) soovitud asendisse.
3. Keerake (A) kinni.



4.15 Kõrvalepööratava kontrolleri asendi fikseerimine


Kontrolleri sügavus (joonis 4.51)

1. Keerake (A) ühe pöörde võrra lahti.
2. Lükake (B) soovitud asendisse.
3. Keerake (A) kinni.




Kontrolleri kõrgus (1) (joonis 4.52)

1. Keerake (A) ühe pöörde võrra lahti.
2. Lükake (B) soovitud asendisse.
3. Keerake (A) kinni.



Kontrolleri kõrgus (2) (joonis 4.53)


1. Keerake (C) ühe pöörde võrra lahti.
2. Lükake (D) soovitud asendisse.
3. Keerake (C) kinni.



4.16 Küljetugede reguleerimine


Küljetugede kõrgus (joonis 4.54)

1. Keerake (A) ühe pöörde võrra lahti.
2. Lükake (B) soovitud asendisse.
3. Keerake (A) kinni.




Küljetugede sügavus (joonis 4.55)

1. Keerake (A) ühe pöörde võrra lahti.
2. Lükake (B) soovitud asendisse.
3. Keerake (A) kinni.
4. Keerake (C) ühe pöörde võrra lahti.
5. Lükake (B) soovitud asendisse.
6. Keerake (C) kinni.



Küljetugede kaldenurk (joonis 4.56)

1. Keerake (A) ühe pöörde võrra lahti.
2. Lükake (B) soovitud asendisse.
3. Keerake (A) kinni.
4. Keerake (C) ühe pöörde võrra lahti.
5. Lükake (B) soovitud asendisse.
6. Keerake (C) kinni.





4.17 Külgmise kõrvalepööratava põlvetoe/reietoole reguleerimine

Tuge saab paigaldada kahes asendis, põlvepiirkonna või reiepiirkonna toena (joonis 4.57)

Reietoole vastav asend (joonis 4.57 ja 4.58)


1. Keerake (A) ühe pöörde võrra lahti.
2. Lükake (B) soovitud asendisse.
3. Keerake (A) kinni.



4.18 Tõkispadja reguleerimine


Tõkispadja kõrgus (joonis 4.59)

1. Keerake (A) ühe pöörde võrra lahti.
2. Lükake (B) soovitud asendisse.
3. Keerake (A) kinni.



Tõkispadja sügavus (joonis 4.60)

1. Keerake (A) ühe pöörde võrra lahti.
2. Lükake (B) soovitud asendisse.
3. Keerake (A) kinni.



4.19 Sülerihm / istumisasendit fikseeriv vöö

OHT/HOIATUS!

- Seda toodet saab kasutada ainult ühe isiku asendi fikseerimiseks ratastoolis.
- Sülerihmad ei ole sobivad transportimisel kasutamiseks, sel juhul tuleb ratastoolis istujal kasutada heakskiidetud turvasüsteeme.
- Nende hoiatuste eiramine võib kaasa tuua raske või surmava kehavigastuse.
- Tagage, et hooldustöötaja või abistaja oleks saanud rihmade kasutamiseks vajaliku koolituse.
- Koolitamata hooldustöötajad või abistajad võivad takistada hädaolukorras tegutsemist.

Sülerihma / istumisasendit fikseeriva vöö paigaldamine

1. Kinnitage (A) istmeraami külge ühe kruviga vasakul ja teise kruviga paremal küljel (joonis 4.62).


Sülerihma kasutava isiku asendi valimine

- Reguleerige sülerihma asend mugavaks ja turvaliseks, selleks jätke rihma ja keha vahele nii palju ruumi, et sinna saaks pista käe (joonis 4.63).
- Selline vahe peab vastama rihma normaalsele pingutatusele, rihm ei tohi olla keerdus ega jätta kusagile suuri vahesid.
- Üldjuhul peab sülerihm olema kinnitatud nii, et rihmad on ligikaudu 45° all (joonis 4.64). Nõuetekohaselt reguleerituna ei lase rihm kasutajal istmes allapoole libiseda.
- Pange rihm lahtiselt istmele nii, et pandla lahtine ots on suunatud vasakukäelise isiku korral paremale ja paremakäelise isiku korral vasakule. Viige rihma teised otsad läbi seljatoe postide ja seljatoe vahelise pilu.


OHT/HOIATUS!

- Kontrollige alati enne kasutamist, kas sülerihm on nõuetekohaselt kinnitatud ja reguleeritud.
- Kui rihm on liiga lõtv, siis võib kasutaja allapoole libiseda ja saada raskeid vigastusi.
- Kontrollige regulaarselt sülerihma ja kinnitusdetailide narmendamise või kulumise suhtes. Vajaduse korral vahetage need välja.
- Hooldustööde korral kontrollige kinnituspandla nõuetekohast tööd ja materjali või plastklambrite kulumist
- Korrapärased kontrollimised/toimingud:
- Nagu kõikide asendit määravate komponentide korral, on ka siin vaja teha korrektiive, sest isiku istumisasend muutub ajas.
- Kontrollige rihmu regulaarselt nõuetekohase paiknemise suhtes, et tagada kasutaja mugavus ja turvalisus.


Jn 4.61




Jn 4.62



Jn 4.63



Jn 4.64




5.0 Istmesüsteemi kasutamine

5.1 Ratastooli istumine ja sealt tõusmine (asukoha muutus)

Sunrise Medical soovib teil pidada nõu oma tervishoiutöötajaga abi saamiseks ratastooli eest või külgsuunas pealeistumise ja sellest lahkumise isikliku tehnika väljatöötamisel, mis sobiks kõige paremini teie vajadustega ja vältiks kehavigastusi.

OHT/HOIATUS!

Kukkumise vältimiseks

- Veenduge, et kontrollid oleks juhusliku liikumise ärahoidmiseks asukoha muutmise ajal välja lülitatud. Kui te seda ei tee, võite kogemata puudutada juhthooba ja ratastool võib hakata ootamatult liikuma.
- Veenduge, et vabakäiguhoob oleks asendis „drive“ (sõit),  Üldine kasutusjuhend.
- Pöörake eesmised tugiiratted otseks.
- Asukoha ohutu muutmise kõikide viiside leidmiseks harjutage koos tervishoiutöötajaga.
- Mootori pidurid peavad olema rakendatud. See takistab ratastooli liikumise ajal asukoha muutmist.
- Omapead ratastooli istumine on ohtlik. See nõuab head tasakaalu ja kiiret tegutsemist. Võtke arvesse, et iga sellise toiminguga on hetk, kui istmesüsteem ei ole teie all.
- Harjutage, millises asendis hoida asukoha muutmise ajal oma keha ja kuidas toetuda.
- Kui te ei ole kindel, et saate seda üksi teha ohutult, siis kasutage abilisist.
- Ärge seiske jalatugedel. Täie raskusega jalatugedele toetumine võib ratastooli kahjustada ja tekitada ohtliku olukorra, seejuures võib ratastool ümber minna.
- Olge ettevaatlik, et teie jalad ei jääks rippu ega jalatugede vahelisse ruumi kinni.

5.2 Ettevalmistus ratastoolist ülestõusmiseks ettepoole

OHT/HOIATUS!

Viige ratastool võimalikult lähedale kohale, kuhu soovite istuda.

Kõrvalepööratavad jalatoed (joonised 5.1 ja 5.2)

1. Klappige jalatoed (A) kokku.
2. Pöörake sääreplaadid (B) (kui need on olemas) kõrvale. SEDEO LITE'i KÕRVALEPÖÖRATAVAD JALATOED
3. Võimaluse korral lükake (C) tagasi ja pöörake jalatoed (D) kõrvale.

KÕRVALEPÖÖRATAVAD UNI JALATOED




4. Võimaluse korral lükake (C) tagasi ja pöörake jalatoed (D) kõrvale.

SEDEO PRO KÕRVALEPÖÖRATAVAD JALATOED

5. Võimaluse korral lükake (C) tagasi ja pöörake jalatoed (D) kõrvale.


Tsentraalne jalatugi (joonis 5.3)

1. Pöörake (A) üles.



Elektriline tsentraalne jalatugi (joonis 5.4)

1. Pöörake (A) kaks korda üles.



5.3 Külgsuunas pealeistumise/püstitõusmise ettevalmistamine

⚠ OHT/HOIATUS!


- Viige ratastool võimalikult lähedale kohale, kuhu soovite istuda. Võimaluse korral kasutage abilauda.
- Istuge tooli nii taha kui võimalik. See vähendab riski, et te istute mööda või kukute.

⚠ MÄRKUS/ETTEVAATUST!

- Kontrolleri mõnede variantide korral on vaja need kõrvale pöörata.
- Enne käetoetage tagasiklappimist võtke ära lauake.
- Ärge nõjatuge tagasiklapitud käetoele.


Tagasipööratav käetugi (joonis 5.5)

1. Klappige (A) tahapoole kokku




Sedeo Lite'i ühe postiga käetugi (joonis 5.6)

1. Keerake A lahti.
2. Võtke B ära.



Ühe postiga tagasipööratav käetugi (joonis 5.7)


1. Vajutage (A)-le.
2. Klappige (B) tahapoole kokku.



5.4 Peatugi

Peatoe eemaldamine/paigaldamine (joonis 5.8)

1. Tõstke (A) üles.
2. Lükake (B) (C)-st välja või (C)-sse sisse.
3. Lükake (A) alla.




5.5 Kontrolleri kõrvalepööratav klamber

Kontrolleri fikseeritud klambri kõrvalepööramine (joonis 5.9)

Juhthoob on ühendatud mehhanismiga, mis võimaldab juhthooba lukustada kahes eesmises asendis.

1. Lükake (A)-d väljapoole või sissepoole.
2. Eesmisse asendisse tagasiminekuks lükake juhthooba tagant ettepoole kuni lukustumiseni (klõpsatus).




Kontrolleri klambri kõrvalepööramine (joonis 5.10)

1. Lükake (A)-d väljapoole.
2. Eesmisse asendisse tagasiminekuks lükake juhthooba tagant ettepoole kuni lukustumiseni (klõpsatus).


⚠ MÄRKUS/ETTEVAATUST!

Kontrolleri klambri tagasipööramine võimaldab teil seda lauakesele lähemale tõmmata. Kontrolleri kasutamine täies ulatuses on endiselt võimalik.




5.6 Küljetoed (joonis 5.11)

1. B eemalepööramiseks vajutage A-le.



5.7 Põlvetugi/reietugi (joonis 5.12)

1. B eemalepööramiseks keerake A lahti.




5.8 Ühepoolehälvatuse korral kasutatav käetugi (joonis 5.13)

1. Tõmmake (A) lukustatud asendist välja ja pöörake (B) soovitud asendisse.



MÄRKUS/ETTEVAATUST!

Veenduge, et (B) oleks korralikult lukustunud.



5.9 Tõkispadi (joonis 5.14)

Tõkispadja allapööramine

1. Tõmmake (A) lukustatud asendist välja.
2. Laske (B) alla.
3. Laske (A) lahti.


Tõkispadja ülespööramine

1. Tõmmake (A) lukustatud asendist välja.
2. Tõstke (B) üles.
3. Laske (A) lukustusasendis lahti.



MÄRKUS/ETTEVAATUST!

Veenduge, et (B) oleks korralikult lukustunud.



6.0 Istumisasendi käsitsi ja elektrilise reguleerimise võimalused

6.1 Istumisasendi käsitsi reguleerimise võimalused

Seljatoe käsitsi allalaskmine (kasutaja poolt) (joonis 6.1)

1. Suruge (A) vastu käetuge.
2. Tõmmake ettepoole või tahapoole, et viia (B) soovitud asendisse.

MÄRKUS/ETTEVAATUST

Hoidke (A) vastu käetuge surutuna.

3. Laske (A) lahti.

Sedeo Lite'i jalatugede kaldenurga muutmine käsitsi (joonis 6.2)

Jalgade mugavale asendile vastavat jalatugede kallet saab muuta sõltumatult.

1. Pöörake (A)-d.
2. Tõstke jalg üles.
3. Soovitud asendisse jõudmisel laske käepide lahti.

OHT/HOIATUS!

- Sõrmede kinnijäämisoh! Jalatuge üles või alla liigutades ärge pange oma sõrmi jalatoe liikuvate reguleerimismehhanismi osade vahele.




Jalatugede põlvepiirkonna kaldenurga muutmine käsitsi (joonis 6.3)

Jalgade mugavale asendile vastavat jalatugede kallet saab muuta sõltumatult.

1. Lükake käepide (A) üles.
2. Tõstke jalg üles.
3. Soovitud asendisse jõudmisel laske käepide lahti.

OHT/HOIATUS!

- Sõrmede kinnijäämisoh! Jalatuge üles või alla liigutades ärge pange oma sõrmi jalatoe liikuvate reguleerimismehhanismi osade vahele.



6.2 Istumisasendi (elektrilise) reguleerimise võimalused

Ratastooli saab varustada teie istumisasendi reguleerimiseks järgmiste elektriliste võimalustega. Neid võimalusi saab kasutaja kasutada ilma tööriistadeta.

Istumisasendi elektrilise reguleerimise võimalused (joonised 6.4–6.6)

Juhised nende võimaluste kasutamiseks on toodud osas

📖 KONTROLLER.



1. Elektriline kallutamiskõõlus
2. Elektriline istmetõstuk
3. Seljatoe elektriline langetamine

Jalatugede elektriline tõstmine


⚠️ OHT/HOIATUS!

- Istumisasendi elektrilise reguleerimise võimaluste kasutamine võib mõjutada ratastooli stabiilsust.
- Kasutage istumisasendi elektrilise reguleerimise võimalusi ainult siis, kui ratastool asub horisontaalsel pinnal. Kui asute kallakul, ärge kasutage mingit istme elektrilise reguleerimise varianti.
- Hoiduge liikuva detaili korral elektrilisest täiturmehhanismist eemale. Sunrise'i elektriliste mehhanismide osadel on suur liikumiskõõlus. Kasutaja peab liikuvate detailide korral ümbrust silmas pidama.
- Olge ettevaatlik, kui sõitmisel on see istmesüsteem alla lastud, kõrgemale tõstetud või kallutatud asendis.
- Ärge kasutage istme elektrilist reguleerimist siis, kui ratastool liigub.
- Ärge kasutage istme tõstmis- või kallutamiskõõlusi laste juuresolekul.
- Programmeerimisega on võimalik muuta elektrilise istme kõikide reguleerimisfunktsioonide suunda; veenduge enne kasutamist, et teadsite, millises suunas teie iste liikuma hakkab.
- Arvestage, et tõstmis-/kallutamiskõõlud kujutavad endast kinnijäämisohu. Vigastuse vältimiseks tagage, et kasutamisel ei oleks tõstmis-/kallutamiskõõlute läheduses riideid, hoidke nendest eemale ka käed-jalad.
- Ärge sõitke kaldteedel ega kallakutel tõstetud asendis istmega. Enne kallakul sõitmist viige ratastooli iste standardsesse sõiduasendisse, seljatugi püstiasendis.

See elektrisüsteem on välja töötatud automaatselt vähendama maksimaalset liikumiskiirust minimaalse väärtuseni juhul, kui elektriliselt reguleeritav iste on piirilistes asendites. Olenevalt tooli konfiguratsioonist võib olla mitu minimaalset kiirust.



Istumisasendi elektrilise reguleerimise võimalused



Istumisasendi elektrilise reguleerimise võimalused

7.0 Istmesüsteemi kokkuklappimine transportimise hõlbustamiseks

OHT/HOIATUS!

Ratastooli mõõtmeid saab transportimiseks vähendada, kui kasutajat ei ole. Istmesüsteemi kõik osad, mida on võimalik eemaldada, tuleb ära võtta. Hoidke neid osi turvalises kohas, kus need ei saa põhjustada vigastusi või kahjustusi ümbritsevatele isikutele/esemetele ega ka üksteisele.



7.1 Istmepadi

Istme eemaldamine (joonis 7.1)

1. Tõstke (A) üles.

Istme tagasipanek (joonis 7.2)


1. Pange (A) kohale nii, et augud on poltidega kohakuti.



7.2 Seljatoepadi

Seljatoepadja eemaldamine (joonis 7.3)

1. Lukustusest vabastamiseks lükake (A) ülespoole.
2. Tõstke (B) üles.




Seljatoepadja kohalepanek (joonis 7.3.1)

1. Joondage (A).
2. Suruge (B) kohale.

MÄRKUS/ETTEVAATUST

Õige asendi korral lukustuvad tihvtid klõpsatuslega.




7.3 Seljatoe äravõtmine (joonis 7.4)

1. Keerake (A) lahti.
2. Võtke (B) ära.
3. Pange (B) istmele.



MÄRKUS/ETTEVAATUST

Vajaduse korral võtke esmalt ära seljatoe padi.




7.4 Allalastava seljatoe äravõtmine (joonis 7.5)

1. Keerake (A) lahti.
2. Võtke (B) ära.
3. Võtke (C) välja.
4. Pange (C) istmele.



MÄRKUS/ETTEVAATUST

Vajaduse korral võtke esmalt ära seljatoe padi.




7.5 Kõrvalepööratavad jalatoed (joonis 7.6)

Kõrvalepööratava jalatoe eemaldamine

1. Lõdvendage säärerihm.
2. Lükake jalatoe lukustusest vabastamiseks fiksaator (A) tahapoole.
3. Pöörake jalaplaat väljapoole.
4. Tõstke jalatugi (B) kinnitusklambrist välja.


Jalatoe tagasipanekul peab kostuma klõpsatus. See näitab, et jalatugi lukustus korralikult oma kohale.



7.6 Eemaldatav ühe postiga käetugi


Käetoekoostu äravõtmine (joonis 7.7)

1. Keerake (A) mõne pöörde võrra lahti.
2. Võtke (B) ära.



Käetoekoostu kohalepanek (7.8)

1. Libistage (A) (B)-le.
2. Keerake (C) mõne pöörde võrra kinni.



8.0 Hooldus ja puhastamine

8.1 Üldhooldus

- Kõikide kinnitusvahendite kulumist tuleb kontrollida kord kuus, et kindlaks teha, kas on lahtisi polte või katkisi osi.
- Lõdvendunud kinnitusvahendid tuleb uuesti pingutada paigaldusjuhiste järgi.

Vajalikke pingutusmomente vaadake allolevast tabelist.

Kinnitusvahendid	Pingutusmomendid (Nm)
M6 polt/tikkpolt	9–10

Märkus: vajalik on piirmomendimutrivõtme kasutamine.

- Kontrollige kord kuus kõiki rihmu, et avastada kulumist, õmbluste rebenemist või muid liigsete kulumiskahjustuste tunnuseid. Kui märkate kahjustust, lõpetage kasutamine.
- Rinnarihmad tuleb kahjustuse ja/või ulatusliku kulumise esimeste tunnuste korral asendada.
- Kui leitakse purunenud või lahtine osa, tuleb kasutamine kohe lõpetada ja võtta ühendust Sunrise Medicali volitatud edasimüüjaga osa asendamiseks.
- Kontrollige takjakinnisega kinnitusrühmade nakkuvust kokkusurutud olekus.
- Veenduge, et takjakinnisega rihmadel ei oleks mustust, nagu ebemed, juuksekarvad jms. Selline mustus võib mõjutada nakkevõimet.

8.2 Istmesüsteemi puhastamine

Ratastool tuleb kord nädalas puhtaks pühkida kergelt niisutatud, kuid mitte märja lapiga. Täiturmehhanismide ümber kogunenud ebemed või tolm tuleb ära imeda või puhuda.

MÄRKUS/ETTEVAATUST!

Kuivatage kindlasti kõik ratastooli osad, kui need on puhastamisel märjaks või niiskeks saanud või kui ratastooli on kasutatud märjas või niiskes keskkonnas.

OHT/HOIATUS!

Kui ratastooli kasutavad mitu inimest, on tähtis seda ristnakatumise vältimiseks põhjalikult puhastada.

8.2.2 Istmesüsteemi puhastamine ja kontrollimine

OHT/HOIATUS!

Polster võib eelkõige metallosade juures rebeneda, muutuda auklikuks, kuluda või lõtvuda; tagajärjeks võib olla halb kehahoiak või ebamugavused ja surve vähenemine.

Juhised istmesüsteemi puhastamiseks

Kui padjakatte siseküljel on olemas pesemisjuhiste silt, siis võite katet pesta. Järgige pesemisjuhiseid. Enne pesemist võtke välja vahtmaterjalist sisu ja suruge takjakinnised kokku.

HOIATUS!

Ärge kasutage orgaanilisi lahusteid, nagu vedeldaja, bensiin või lakibensiin.

Ärge saatke polstrit keemilisse puhastusse. Ärge triikige ega kuivatage polstrit tsentrifuugiga.

Kui polstrit ei saa ära võtta, siis puhastage seda määrdumise vältimiseks korrapäraselt. Kasutage puhastamiseks seebiveega niisutatud lappi, kuid tootja eeskirjade kohaselt võib kasutada ka lahjendatud desinfitseerimisvahendeid. Loputage pindu puhta veega ja kuivatage korralikult.

8.3 Hügieenimeetmed taaskasutamisel

Enne ratastooli taaskasutamist tuleb see hoolikalt ette valmistada. Kõiki kasutajaga kokkupuutuvaid pindu tuleb töödelda desinfitseeriva spreiga.

Selleks peate kasutama sobivat desinfitseerimisvahendit, mis on mõeldud meditsiinivahendite ja -seadmete kiireks alkoholipõhiseks puhastamiseks.

Pöörake tähelepanu kasutatava desinfitseerimisvahendi tootja juhistele.

MÄRKUS/ETTEVAATUST!

- Ärge kasutage lahusteid, pleegitusvahendeid, abrasiivseid aineid, sünteetilisi pesuaineid, poleerimisvahendeid ega aerosoole.
- Desinfitseerimisvahendeid võib kasutada lahjendatuna tootja eeskirjade kohaselt.
- Loputage pindu puhta veega ja kuivatage korralikult.

8.4 Üldised puhastusjuhised

MÄRKUS/ETTEVAATUST!

- Plekid tuleb istmelt eemaldada nii ruttu kui võimalik.
- Pärast pikaajalist kasutamist tuleb istmekate puhastada tavalise müügiloleva kuivpuhastusvahuga.
- Inetutest jälgedest hoidumiseks on vajalik alati puhastada mitte üksikuid kohti, vaid kogu pind. Mida enam te puhastamist edasi lükkate, seda raskem on plekke eemaldada.
- Vältige vesilahuste kasutamisel tugevat hõõrumist. See muudab katematerjali karedaks.
- Vedelikplekke (nt põhjustatud õllest, verest, koolast, punasest veinist jne) on kõige parem eemaldada kuivpuhastusvahu või pehmetoimeliste pesuainetega.
- Palun järgige katematerjalide puhastamisel asjakohaseid juhiseid.
- Pärast vahuga puhastamist peavad katted kuivama vähemalt 48 tundi.
- Muud plekid (nt põhjustatud pastakast, huulepulgast, närimiskummist vms). Kasutage asjakohast plekieemaldusvahendit. Hõõrge puhastataval pinnal ettevaatlikult määrdunud kohta üksnes plekieemaldusvahendiga niisutatud puhta lapiga.
- Kasutage väga väikest kogust plekieemaldusvahendit.
- Katsetage selle toimet esmalt varjatud kohas.

- Polstrimaterjal ei tohi läbi imbuda, sest plekieemaldusvahend võib seda kahjustada ja lagundada.
- Hoiduge tugevast hõõrumisest siiditrükitehnikas valmistatud skaalade, nt istmeplaadil olevate noolte ja istme laiuse reguleerimisskaala korral.
- Ärge kasutage ratastooli puhastamiseks voolikust tulevat veejuga ega survepesurit.

OHT/HOIATUS!

- Lugege alati kõikide müügilolevate või koduste puhastusvahendite etikette.
- Järgige alati hoolikalt juhiseid.

8.5 Tarvikute puhastamine

- Kõiki osi/tarvikuid, näiteks kõrvalepööratavaid lauakesi, tuleb puhastada niiske lapiga.
- Kõiki küljetugesid, peatuge, käetugesid, küljekaitsmeid, säärepatju, sülerihmu ja põlvepatju tuleb puhastada niiske lapiga.

8.6 Juhtseadiste puhastamine

Kui teie ratastooli juhtseadis on määrdunud või must, võib seda puhtaks pühkida lahjendatud desinfitseerimisvahendiga niisutatud lapiga.

OHT/HOIATUS!

- Kui ratastooli kasutavad mitu inimest, on tähtis seda ristnakatumise vältimiseks põhjalikult puhastada.
- Tagage vahvelplaatide, juhthoobade (kõik variandid), pealiigutustega juhitava seadme ja lülite (kõik variandid) puhastamine pehmetoimelise desinfitseerimisvahendi ning puhastuslapiga, et vältida ristnakatumise võimalust. Peske korrapäraselt pärast ratastoolilt eemaldamist pneumaatilise juhtseadise huulik ja toru, et tagada selle puhtus ning talitlus.
- Veenduge, et juhtsüsteem oleks enne puhastamist välja lülitatud.

8.7 Hoidmine

Polstri ja ratastooli muude osade hea seisukorra tagamiseks hoidke ratastooli kuivas kohas, kus temperatuur on võimalikult lähedane toatemperatuurile.

OHT/HOIATUS!

- Ärge kunagi hoidke ratastooli otsese päikesevalguse käes ega niiskes kohas / õues.
- Otsene päikesevalgus võib pleegitada polstrit/plastosi ja põhjustada metallosade kuumenemist.

9.0 Tehnilised andmed

9.1 Kohaldatavad normid/standardid

CE See toode vastab meditsiiniliste abivahendite eeskirjadele ja direktiividele ning sellel on CE-märgistus.

Toode vastab alltoodud nõuetele ja standarditele. Neid kontrollisid sõltumatud asutused.

EL-i direktiiv 93/42 EMÜ	Kohaldatav tabelis 1 toodule
EN 12182 (2014) Klass B	EN 12182 (2014) nõuded dokumendis EN 12184 (2014) mainitute kohaselt. Abistavad tooted puuetega inimestele. Üldnõuded ja katsemeetodid
EN 12184 (2014) Klass B	Elektrilised ratastoolid, rollerid ja nende laadijad. Nõuded ja katsemeetodid
ISO 7176-8: 2014	Nõuded ja katsemeetodid löögi-, staatilise ning väsimustugevuse kohta
ISO 7176-9	Elektriliste ratastoolide kliimakindluse katsed
ISO 7176-14	Nõuded ja katsemeetodid elektriliste ratastoolide juhtsüsteemide kohta
ISO 7176-16: 2012	Nõuded polsterdatud osade süttimiskindluse kohta
ISO 7176-19 (2008)	Ratastoolid. Osa 19. Ratastega liikumisabivahendid mootorsõidukites istmetena kasutamiseks. Sedeo Lite vastab standardis ISO 7176-19 kirjeldatud kokkupõrkekatsede nõuetele.

Süsteem Dahl Docking

ISO 7176-19 (2008)	Ratastoolid. Osa 19. Ratastega liikumisabivahendid mootorsõidukites istmetena kasutamiseks. Sedeo Lite vastab standardis ISO 7176-19 kirjeldatud kokkupõrkekatsede nõuetele.
EN-ISO 10993-5: 2009	Meditsiiniseadmete bioloogiline hindamine.
EN 1021 1 ja 2	Pehme mööbli süttivuse hindamine. Süüteallikas: hõõguv sigaret / tuletikuleegi ekvivalent.

9.2 Tehnilised andmed SEDEO Lite'i istmesüsteem

	Väärtused meetermööduistikus		Väärtused Briti mõõtühikute süsteemis ja alternatiiv	
	Minimaalne	Maksimaalne	Minimaalne	Maksimaalne
Istme kaldenurga reguleerimine				
Kallutuse ja raskuskeskme elektriline reguleerimine, valikuline	0°–30°		–5° kuni 25°	
Kallutuse ja raskuskeskme elektriline reguleerimine, valikuline	–5° kuni 25°		0°–30°	
Kallutuse ja raskuskeskme elektriline reguleerimine, valikuline	0°–50°		0°–50°	
Istme kasulik sügavus	410 mm	560 mm	16,1"	22,0"
Istme kasulik laius	385 mm	510 mm	15,2"	20,1"
Istme kõrgus põrandast				
Täitemoodul (ilma elektrilise kallutamiset ruumis, ilma istmetõstukita)				
pos 1 60 Ah akud, 0° istme kaldenurk	415 mm		16,3"	
pos 2 60 või 80 Ah akud, 0° istme kaldenurk	440 mm		17,3"	
pos 3 60 või 80 Ah akud, 0° istme kaldenurk	465 mm		18,3"	
pos 4 60 või 80 Ah akud, 0° istme kaldenurk	490 mm		19,3"	
Elektriline kallutamine ja istmetõstuk (300 mm)				
pos 1 60 või 80 Ah akud, 0° istme kaldenurk	440 mm	740 mm	17,3"	29,1"
pos 2 60 või 80 Ah akud, 0° istme kaldenurk	465 mm	765 mm	18,3"	30,1"
pos 3 60 või 80 Ah akud, 0° istme kaldenurk	490 mm	790 mm	19,3"	31,1"
Seljatoe kaldenurk				
Tööriistaga reguleeritava kaldenurgaga seljatugi	86°, 90°, 94°, 98°, 102°, 106°		86°, 90°, 94°, 98°, 102°, 106°	
Elektriline seljatoe langetamine	85°–120°		85°–120°	
Seljatoe kõrgus (istmeplaadist seljatoepadja ülemise servani)	460 mm	510 mm	18,1"	20,1"
Tagasipööratav käetugi				
Käetoe padja kõrgus (istmeplaadist käetoe padja ülemise servani)	190 mm	320 mm	7,5"	12,6"
Käetoe padja sügavus (käetoe profiilil)	100 mm		3,9"	
Käetoe padja kaldenurk (vertikaalsuunas)	0°–15°		0°–15°	
Tagasipööratav ühe postiga käetugi				
Käetoe padja kõrgus (istmeplaadist käetoe padja ülemise servani)	250 mm	400 mm	9,8"	15,7"
Käetoe laius (istmeraamil)	–20 mm	+20 mm	–0,79"	+0,79"
Käetoe padja laius (käetoe profiilil)	–20 mm		–0,79"	
Käetoe sügavus (istmeraamil)	250 mm		9,8"	
Käetoe padja sügavus (käetoe profiilil)	140 mm	5,5"		
Käetoe padja kaldenurk (vertikaalsuunas)	0°–15°	0°–15°		
Tsentraalse paigaldusega jalatugi				
Säärepiirkonna pikkus (istmeplaadist alates)	305 mm	460 mm	12"	18,1"
Nurk põlvepiirkonnas	70°–120°		70°–120°	
Nurk pahklupiirkonnas	+20° kuni –40°		+20° kuni –40°	
Elektriline tsentraalne jalatugi				
Säärepiirkonna pikkus (istmeplaadist alates)	360 mm	540 mm	14,2"	21,2"
Nurk põlvepiirkonnas	90°–180°		90°–180°	
Max pikkuse kompensatsioon	260 mm		10,2"	
Nurk pahklupiirkonnas	+35° kuni –15°		+35° kuni –15°	
SEDEO LITE'i eemalepööratavad jalatoed				
Säärepiirkonna pikkus (istmeplaadist alates)	350 mm	510 mm	13,8"	20,1"
Nurk põlvepiirkonnas	70°		70°	
Nurk pahklupiirkonnas	0°–180°		0°–180°	
Pöörake eemale SEDEO LITE'i jalatoed, käsitsi tõstmine / elektriline tõstmine				
Säärepiirkonna pikkus (istmeplaadist alates)	350 mm	510 mm	13,8"	20,1"
Nurk põlvepiirkonnas	0°–70°		0°–70°	
Nurk pahklupiirkonnas	0°–180°		0°–180°	

	Väärtused meetermõõdustikus		Väärtused Briti mõõtühikute süsteemis ja alternatiiv	
	Minimaalne	Maksimaalne	Minimaalne	Maksimaalne
Pöörake eemale UNI jalatoed				
Säärepiirkonna pikkus (istmeplaadist alates)	350 mm	510 mm	13,8"	20,1"
Nurk põlvepiirkonnas	70°		70°	
Nurk pahklupiirkonnas	0°–180°		0°–180°	
Pöörake eemale SEDEO PRO jalatoed				
Säärepiirkonna pikkus (istmeplaadist alates)	350 mm	510 mm	13,8"	20,1"
Nurk põlvepiirkonnas	70°		70°	
Nurk pahklupiirkonnas	0°–180°		0°–180°	
Pöörake eemale SEDEO PRO jalatoed, käsitsi tõstmine / elektriline tõstmine				
Säärepiirkonna pikkus (istmeplaadist alates)	350 mm	510 mm	13,8"	20,1"
Nurk põlvepiirkonnas	0°–70°		0°–70°	
Nurk pahklupiirkonnas	0°–180°		0°–180°	
Mitme asendiga SEDEO peatoe koost				
Peatoe kõrguse reguleerimisvahemik	170 mm		6,7"	
Peatoe sügavuse reguleerimisvahemik	200 mm		7,9"	
Peatoe kaldenurk (vertikaalsuunas)	–45° kuni +45°		–45° kuni +45°	
Peatoe laius	–20 mm	20 mm	–0,8"	+0,8"
Küljetoed				
Küljetoelaiuse reguleerimisvahemik	90 mm		3,5"	
Küljetoel kõrguse reguleerimisvahemik	170 mm		6,7"	
Küljetoel sügavuse reguleerimisvahemik	45 mm		1,8"	
Tökispadi				
Tökispadja kõrgus (istmeplaadist polstri ülemise servani)	170 mm	250 mm	6,7"	9,8"
Tökispadja sügavuse reguleerimisvahemik	65 mm		2,5"	

10.0 Garantii

SEE GARANTII EI MÕJUTA MINGIL MOEL TEIE SEADUSLIKKE ÕIGUSI.

Sunrise Medical* annab garantiitingimuste kohaselt garantii oma klientidele ratastoolide kohta, mis katab järgmist.

Garantiitingimused

1. Kui ratastooli osa või osad vajavad remonti või väljavahetamist tootmise ja/või materjali vea tõttu 24 kuu jooksul või raam ja ristklambri 5 aasta jooksul pärast kliendile tarnimist, siis remonditakse või asendatakse mõjutatud osa või osad tasuta. Garantii katab ainult tootmisdefekte.
2. Garantii jõustamiseks võtke probleemi olemuse täpsete üksikasjade selgitamiseks ühendust Sunrise Medicali klienditeenindusega.
Kui te kasutate ratastooli väljaspool Sunrise Medicali klienditeenindaja teeninduspiirkonda, teeb remonti ja asendab osi teine agentuur, mille on määranud tootja. Ratastooli peab remontima Sunrise Medicali määratud klienditeeninduse agentuur (edasimüüja).
3. Osadele, mida on remonditud või vahetatud selle garantii raames, anname garantii nende garantiitingimuste kohaselt ratastooli ülejäänud garantiiperioodiks punkti 1) järgi.
4. Kliendi kulul paigaldatud originaalvaruosade garantii on 12 kuud (alates paigaldamisest) nende garantiitingimuste kohaselt.
5. Garantiinõudeid ei saa esitada, kui ratastooli või osa remont või asendamine on vajalik järgmistel põhjustel.
 - a. Tavaline kulumine, mis hõlmab akusid, käetoet patju, polstrit, rehve, pidurklotse jne.
 - b. Toote igasugune ülekoormamine; vaadake EÜ märgiselt kasutaja maksimaalselt lubatavat massi.
 - c. Toodet või osa ei ole hooldatud või teenindatud tootja soovitude kohaselt, nagu on näidatud kasutus- ja või hooldusjuhendis.
 - d. On kasutatud tarvikuid, mis ei ole märgitud originaaltarvikutena.
 - e. Ratastool või osa on saanud kahjustada hoolimatuse, õnnetuse või vale kasutamise tagajärjel.
 - f. Ratastooli või osi on muudetud või modifitseeritud moel, mis ei vasta tootja spetsifikatsioonidele.
 - g. Remont on tehtud enne meie klienditeeninduse teavitamist olukorrast.
6. See garantii vastab selle riigi seadusele, kus toode Sunrise Medicalilt* osteti.

* Tähendab Sunrise Medicali asutust, kellelt toode osteti.

Lisamärkused ainult Austraalia kohta.

- i. Sunrise Medical Pty Ltd poolt Austraalias pakutavatele meie kaupadele antakse Sunrise Medicali garantii, mida ei saa Austraalia tarbijaseaduse kohaselt välistada.
- ii. Tõsise rikke korral on teil õigus asendamisele või raha tagasimaksmisele ning mis tahes muu põhjendatult ettenähtava kahju või kahjustuse korral hüvitamisele.
- iii. Teil on samuti õigus lasta kaubad remontida või asendada, kui kaubad ei ole vastuvõetava kvaliteediga ja rike ei kujuta endast tõsist riket.
- iv. Eelised, mida see garantii teile annab, on lisaks teie muudele seaduslikele õigustele ja vahenditele kaupade kohta, mida garantii puudutab.





UK = www.SunriseMedical.co.uk

DE = www.SunriseMedical.de

FR = www.sunrisemedical.fr

IT = www.SunriseMedical.it

NL = www.SunriseMedical.nl

ES = www.SunriseMedical.es

PT = www.SunriseMedical.pt

SE = www.SunriseMedical.se

NO = www.SunriseMedical.no

DK = www.SunriseMedical.dk

CH = www.SunriseMedical.ch

CZ = www.medicco.cz

PL = www.Sunrise-Medical.pl

EU = www.SunriseMedical.eu

AU = www.sunrisemedical.com.au

US = www.SunriseMedical.com

