

## Ugofix

Pehme, silikoonist geelplaaster kateetri fikseerimiseks

Enne kleepimist ava klamber, aseta kateeter sinna vahele ja sulge klamber klõpsuga.


Siis kleebi patsiendi kuivale, puhtale nahale, valides sobiv asukoht.

Hoiab kateetrit kindlalt paigas

Klamber liigub ringikujuliselt, andes patsiendile rohkem liikuvust

Kasutusaeg 7 päeva

Pakendatud steriilselt



Tootja Optimum Medical